

质疑函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：广州市诚屹进出口有限公司

地址：广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306 邮编：510000

联系人：张慧娟 联系电话：020-37266559

授权代表：张慧娟

联系电话：17677171761

地址：广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306 邮编：510000

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：百色市人民医院2025年第一批进口医疗设备采购（重）

质疑项目的编号：BSZC2026-G1-990006-gxrw

采购人名称：百色市人民医院

质疑事项：

☐ 招标文件 招标文件获取日期：

☐ 采购过程

☒ 采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：根据中标结果及B分标中非实质性参数要求，广西略达贸易有限公司所提供的产品存在若干项负偏离，如：A、胃肠镜系统中的内窥镜冷光源要求“采用先进LED光源，可持续照明10000小时以上，应急灯评价寿命10000小时以上。”，而所提供产品CLV-290SL采用的是300W氙气灯，寿命约500小时。B、第2项内容胃镜中要求“7.工作长度：≥1,100mm，8.全长：≥1,400mm”，广西略达贸易有限公司提供是产品GIF-H290Z的有效长度 1030 mm，全长 1350 mm。以上存在负偏离，根据招标文件三、评标标准综合评分法，第40页的技术分，评分标准。在广西略达贸易有限公司提供型号的参数不完全满足要求，而且在相同220万的价格情况下，广西略达贸易有限公司却能中标。现对广西略达贸易有限公司的技术分评档次提出质疑。

事实依据：奥林巴斯公司发行的官方产品宣传彩页（冷光源：沪医械广审（文）第2014030169号；胃镜：沪医械广审（文）第2018124754号，均见附件），该系列彩页为产品参数官方公示文件，可有效证明产品实际参数与招标要求的偏离情况。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第三条，政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则；《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条，评标委员会应根据投标文件对采购文件的响应程度打分，对存在负偏离的内容应按规定扣减分值，确保评分结果客观公正。

质疑事项 2：根据B分标中第2项内容胃镜的实质性参数要求“▲3. 观察范围：正常 3-100mm 放大 1.5-2.5mm”，也就是观察范围必须覆盖以上范围。而广西略达贸易有限公司所提供的产品为奥林巴斯胃镜GIF-H290Z，该款胃镜的观察范围（也叫景深）：“7-100mm（常规观

察），1.5-3mm(放大观察)” ，因此，其正常的观察范围(常规观察范围)不满足招标要求，3-7mm范围的观察是缺失的。同时，胃镜的实质性参数要求“▲11. 图像传感器：CMOS图像传感器生产超高清图像”，而奥林巴斯胃镜GIF-H290Z的图像传感器为CCD（属于内镜领域里的落后技术，目前主流品牌中的高端产品均采用CMOS技术），不满足实质性要求。招标文件第6页，第二章采购需求：2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。可广西略达贸易有限公司提供的型号不满足实质性要求，应按投标无效条款处理。然而，广西略达贸易有限公司能中标，则存在虚假应标嫌疑。

事实依据（关于观察范围的）：奥林巴斯公司发行的关于GIF-H290Z产品宣传彩页（广审号：沪医械广审（文）第 2018124754 号，见附件），该彩页为产品官方参数公示文件，具备合法有效的证明效力。

事实依据（关于图像传感器的）：

（一）奥林巴斯医疗官方渠道

1. 奥林巴斯全球医疗官网（英文）

- 路径：Olympus Medical → Products → Endoscopy → Gastrointestinal → EVIS LUCERA ELITE → GIF- H290Z
- 技术文档明确：EVIS LUCERA ELITE 系列（含 CV- 290 主机、GIF- H290Z/H290T/HQ290）均使用高清 CCD；后续 EVIS X1 系列才切换为 CMOS。
- 链接：<https://medical.olympusamerica.com/products/evis-lucera-elite>

2. 奥林巴斯日本医疗官网（日文）

- 下载「EVIS LUCERA ELITE ビデオシステムセンター CV- 290」规格书，明确标注CCD 图像传感器。
- 链接：<https://www.olympus-medical.jp>

3. 奥林巴斯中国医疗官网

- 进入「产品中心 → 消化内镜 → 电子胃镜 → GIF- H290Z」，技术参数页会标注高清 CCD。
- 链接：<https://www.olympus-imaging.cn/medical/>
-

（二）行业 / 医疗设备平台（可信验证）

1. Bimedis（医疗设备数据库）

- 型号页：<https://bimedis.com/olympus-gif-h290z-m516364/used>
- 技术参数栏标注：Image Sensor: CCD。

2. 3618 医疗器械网 / 仪器信息网

- 产品页：<https://www.3618med.com/product/zhaoshang-1551712.html>
- 配套 CV- 290 系统说明：高清 CCD 成像。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条，供应商不得以虚假材料谋取中标；《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第 110 号）第十九条，供应商应严格响应采购文件的实质性要求，不得提供虚假响应材料。

四、与质疑事项相关的质疑请求：

1. 依法确认广西略达贸易有限公司在百色市人民医院 2025 年第一批进口医疗设备采购（重）（项目编号：BSZC2026-G1-990006-gxrw）B 分标采购中的中标结果无效，并作废该中标结果；
2. 依法对广西略达贸易有限公司虚假应标的违法行为进行调查处理，并追究其相应的法律责任；
3. 责令采购人依法重新开展本项目相关标段的采购工作。

签字（签章）：

日期：

张望明
2026.3.18



说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附页


OLYMPUS®

**EVIS LUCERA
ELITE**

电子上消化道内窥镜

GIF-H290Z

细径化、易操作的光学放大胃镜



EVIS LUCERA ELITE 电子上消化道内窥镜


OLYMPUS GIF-H290Z



主要特点


■细径化

搭载光学放大功能的GIF-H290Z仍拥有9.9mm的先端部外径，减轻患者负担，提高操作性。




■光学放大观察

具备高清画质，光学放大结合NBI观察，清晰呈现黏膜表面结构及毛细血管网形态，为临床诊断提供更多细节。




■副送水功能

副送水功能可随时冲洗黏液和血液，在内镜诊疗时保持视野清晰。



■一触式防水接头

一触式连接，无需内镜电缆即可进行设置。清洗时无需防水帽，减少了漏水故障的发生。



规格

光学系统	视野角	140° (常规观察) / 95° (放大观察)
	视野方向	直视
	景深	7~100 mm(常规观察) 1.5~3 mm(放大观察)
插入部	先端部外径	9.9 mm
	先端部放大	
	插入部外径	9.6 mm
	有效长度	1030 mm

钳子管道	最小器械孔道内径	2.8 mm
	最小可视距离	距离先端部3.0 mm
	视野内的附件插入方向	
副送水管道	视野内的副送水出水方向	
	弯曲角度	上210°、下90°、左100°、右100°
全长	1350 mm	

电子上消化道内窥镜 国械注进 20163223065

OLYMPUS®

奥林巴斯(北京)销售服务有限公司

北京总部：
北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心A座8层
代表电话：010-58199000
大连分公司：
大连市沙河口区黄河路620号现代服务业务总部大厦9层E座
代表电话：0411-39762064
西安分公司：
西安市雁塔区86号太平洋保险大厦8层B01、B02
代表电话：029-82206108
上海分公司：
上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心10层
代表电话：021-51582084

广州分公司：
广州市环市东路403号广州国际电子大厦15层1506室
代表电话：020-61227171
成都分公司：
四川省成都市人民南路三段三号来银士广场T111楼
代表电话：028-86703535
医疗内镜客户服务中心：400-820-2084

奥林巴斯医疗株式会社

日本本部：日本国东京都新宿区 Shinjuku Monolith

沪医械广审(文)第2018124754号
本网站仅供医学专业人士阅读。
禁忌内容或注意事项详见说明书。
所有类似均基于本公司产品，特此说明。
规格、设计、附件如有变更，请以产品注册信息为准。

GC0143ED V01-1B12

OLYMPUS®

Your Vision, Our Future

EVIS LUCERA ELITE

内窥镜冷光源

CLV-290SL

一触式接入HDTV及NBI




EVIS LUCERA ELITE内窥镜冷光源
CLV-290SL



主要特点

- EVIS LUCERA ELITE可在有效降低噪音的同时，提高图像由暗到明的转换速度。
- 经过改良，降噪功能提高。
- 与外部设备的直接连接避免了复杂的电缆连接，并加快了传输速度。
- 改进的AFI（自体荧光成像）功能，有效减少运动中图像的色分，并提供高清、低噪画质，易于对黏膜进行准确观察。



规格

CLV-290SL内窥镜冷光源 国食药监械（进）字2014第2220533号

电源	电压	100-240V AC (±10%内)
	频率	50/60Hz(±1 Hz内)
	消耗电量	600 VA
大小	尺寸(宽*高*深)	370*150*476mm(标准) 390*162*551mm(最大)
	重量	18.5kg
照明	检查灯	300W氙气短弧灯(无臭氧)
	灯泡平均寿命	持续照明约500小时(间断使用则灯泡寿命可能稍有不同)
	亮灯方式	切换调节器
	亮度调节	光路光圈控制
	冷却	空气冷却
	NBI观察	有
	AFI观察	有
	应急灯	卤素灯(内置镜面) 12V 35W
自动亮度调节	自动亮度调节模式	伺服光圈模式
	自动曝光	17档
送气	气泵	横膈膜式气泵
	压力切换	4级(关闭、低、中、高)
送水	方式	为可拆卸水瓶加压，实现送水
	应急灯	指示应急灯是否缺失、接触不良或正在使用
前面板指示灯	NBI	NBI观察启动时，此灯亮起
	AFI	AFI观察启动时，此灯亮起
设定存储		关闭光源后，设定(滤光片设定除外)仍可被保存
类别(医用电气设备)	对电击的防护类别	I类
	应用部件对电击的防护程度	BF型应用部件。参考：没有标识时为BF型应用部件。
	防爆保护级别	本设备应远离可燃性气体

OLYMPUS®

奥林巴斯(北京)销售服务有限公司

北京总部：
北京市朝阳区新源南路1-3号平安国际金融中心A座8层
代表电话：010-58199000
大连分公司：
大连市沙河口区黄河路620号现代服务业务大厦9层F座
代表电话：0411-39752084
西安分公司：
陕西省西安市和平路99号金鑫国际大厦3028室
代表电话：029-87206168
上海分公司：
上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心10层
代表电话：021-51682084

广州分公司：
广州市天河区403号广州国际电子大厦15层1506室
代表电话：020-61227171
成都分公司：
四川省成都市武侯区福兴街1号华联国际大厦16楼
代表电话：028-86670355

医疗内窥镜客户服务中心 400-820-2084

奥林巴斯医疗株式会社

日本大阪府大阪市东淀川区Shengoku Monolith

沪京械广审(文)第2014030169号
本资料仅供医学专业人士阅读。
禁忌内容或注意事项详见说明书。
所有类似均基于本公司产品，特此说明。
规格、设计及其附件如有变更，请以产品注册信息为准。

GC0112ED W01-1403