



视界 无限未来

科迈森宫腔镜

技

术

白

皮

书



湖南省长沙市开福区金霞军民融合科技未来城A1栋-A2栋
Tel / 0731-8579 6151 Fax / 0731-8579 6151
WWW.KMS-MED.COM



20. 进出水高通量设计，持续对流；

21. 循环灌流功能：主镜体在不带外鞘的工作场景下具有独立循环灌流功能，配合外鞘根据不同手术场景可行多种循环灌流操作；水流量更大，进出水口可根据手术需求 360 度旋转，防止进出水路管缠绕，方便手术操作；

22. 操作系统配备专用消毒盒，方便选择不同消毒方式分别灭菌、存放，保护镜子、器械附件使用功能正常；

23. 配套手术器械注册证为宫腔镜配套手术器械，注册适用范围应为用于配合宫腔镜下宫腔内疾病的检查和治疗。



中华人民共和国医疗器械注册证

注册证编号:湘械注准 20202020018

注册人名称	湖南科迈森医疗科技有限公司
注册人住所	湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团 A11 栋 101 号
生产地址	湖南省长沙市开福区青竹湖街道青竹湖路 769 号军民融合科技城 A 组团 A11 栋 101 号
代理人名称	不适用
代理人住所	不适用
产品名称	宫腔镜配套手术器械
型号、规格	KMS-QX-II
结构及组成	产品 由活检钳、锯齿钳、异物钳、取环钳、剪刀(单开剪、双开剪、钩剪、弯剪)、弯分离钳、重型抓钳、大型抓钳、活检钳(勺状)组成。
适用范围	产品与宫腔镜配套，在临床上供宫腔内疾病的检查和治疗用。
附件	产品技术要求
其他内容	
备注	

审批部门:湖南省药品监督管理局

批准日期:2024 年 09 月 19 日

生效日期:2025 年 01 月 02 日

有效期至:2030 年 01 月 01 日



灵宝Z型镜(冷刀)

产品特点

-  喇叭型
操作插口更方便
-  外观设计更符合
操作使用轻松掌控
-  外鞘直径更小
-  超高温量进出水
-  自动闭合操作通道
-  平行视野



型号	规格	外径	器械长度
KMS-III(Z)	20.8Fr	6.8mm	3mm
KMS-III(Z)	25Fr	8.8mm	4mm
KMS-III(Z)	24Fr	7.9mm	4mm


-  可插入
大型手术器械
-  退出
水口可旋转
-  主开关阀门
双重密封阀设计
-  Z型部位
更短更轻便,易于握握



手术器械多样化

可拆卸: 拆卸分五步, 如图示



					
单开剪刀	双开剪刀	弯剪刀	钩剪刀	活络钳	大型抓钳
					
重型抓钳	高分离钳	钩状电极	棒状电极	更多定制器械	

配置清单

序号	产品名称	型号	规格	数量	品牌
1	宫腔镜	KMS-II(Z)	20.8Fr/12°	1pc	科迈森
2	宫腔镜配套手术器械 (单开剪刀)	KMS-QX-II	Φ 3*360	1pc	科迈森
3	宫腔镜配套手术器械 (双开剪刀)	KMS-QX-II	Φ 3*360	1pc	科迈森
4	宫腔镜配套手术器械 (弯剪刀)	KMS-QX-II	Φ 3*360	1pc	科迈森
5	宫腔镜配套手术器械 (钩剪刀)	KMS-QX-II	Φ 3*360	1pc	科迈森
6	宫腔镜配套手术器械 (弯分离钳)	KMS-QX-II	Φ 3*360	1pc	科迈森
7	宫腔镜配套手术器械 (活检钳)	KMS-QX-II	Φ 3*360	1pc	科迈森
8	宫腔镜配套手术器械 (大型抓钳)	KMS-QX-II	Φ 3*360	1pc	科迈森
9	宫腔镜配套手术器械 (重型抓钳)	KMS-QX-II	Φ 3*360	1pc	科迈森
10	高频手术电极 (钩状电极)	KMS-DG-II	Φ 3*360	1pc	科迈森
11	高频手术电极 (棒状电极)	KMS-DG-II	Φ 3*360	1pc	科迈森
12	高频手术电极 (电铲)	KMS-DG-II	Φ 3*360	1pc	科迈森
13	专用内窥镜器械消毒盒	/	/	1pc	科迈森

