

二、竞标报价表

竞 标 报 价 表

项目名称： 非洲猪瘟检测实验室建设 项目编号： QZZC2025-J1-030143-JGJD 分标（如有）： 无

供应商名称： 广西固诚工程有限公司 单位： 元

项号	标的的名称	数量及单位①		品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价③= ①×②
1	实验边台	1	m	毕恩思 (上海)	2100*750*850	毕恩思(上海)科学仪器有限公司	中国	规格 1000*1000*850 材料：钢木构架，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂、静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好	2000.00	2000.00

							<p>2、台面:采用 12.7mm 厚实芯(双面)理化板台面,台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm,由专业生产厂家用 CNC 机械加工而成;</p> <p>3、背板:采用双饰面三聚氢氨板,板材一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p> <p>4、柜体:采用双饰面三聚氢氨板,板材截面一律用作防水处理;所有板件采用拆装式三合一连接,结构稳固,不变形,承重性能好且易于拆迁,利于在实验室这个特殊的工</p>		
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



							<p>作环境使用。</p> <p>5、门板：采用厚中纤度密度板， 板材截面一律采用优质 PVC 封边 做防水处理，四面对角无接缝处 理。</p> <p>6、抽屉：采用厚中纤度密度板， 板材截面一律用优质 PVC 封边作 防水处理。</p> <p>7、拉手：采用优质 PVC 一字型 拉手，模具成型，表面经化学处理， 外形美观，耐腐蚀，防酸碱。</p> <p>8、铰链：采用实验室专用防腐铰 链，弹性好，外形美观。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2	实验边台	1	m	毕恩思 (上海)	1600*750*850	毕恩思(上海)科学仪器有限公司	中国	<p>规格 1000*1000*850</p> <p>1、材料：钢木构架，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂、静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好；</p> <p>2、台面：采用 12.7mm 厚实芯(双面)理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm，由专业生产厂家用 CNC 机械加工而成；</p> <p>3、背板：采用双饰面三聚氢氨板，板材一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p>	2000.00	2000.00
---	------	---	---	-------------	--------------	-----------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------

							<p>4、柜体：采用双饰面三聚氢氨板， 板材截面一律用作防水处理；所有 板件采用拆装式三合一连接，结构 稳固，不变形，承重性能好且易于 拆迁，利于在实验室这个特殊的工 作环境使用。</p> <p>5、门板：采用厚中纤度密度板， 板材截面一律采用优质 PVC 封边 做防水处理，四面对角无接缝处 理。</p> <p>6、抽屉：采用厚中纤度密度板， 板材截面一律用优质 PVC 封边作 防水处理。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

								7、拉手：采用优质 PVC 一字型拉手,模具成型,表面经化学处理,外形美观，耐腐蚀，防酸碱。 8、铰链：采用实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观。		
3	实验转角台	1	m	毕恩思(上海)	1000*1000*850	毕恩思(上海)科学仪器有限公司		规格 1000*1000*850 材料：钢木构架，表面经酸洗、磷化，均匀灰白环氧树脂、静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好 1、台面：采用 12.7mm 厚实芯(双面)理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm，由	9000.00	9000.00

							<p>专业生产厂家用 CNC 机械加工而成;</p> <p>2、背板: 采用双饰面三聚氢氨板, 板材一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p> <p>3、柜体: 采用双饰面三聚氢氨板, 板材截面一律用作防水处理; 所有板件采用拆装式三合一连接, 结构稳固, 不变形, 承重性能好且易于拆迁, 利于在实验室这个特殊的工作环境使用。</p> <p>4、门板: 采用厚中纤度密度板, 板材截面一律采用优质 PVC 封边</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>做防水处理，四面对角无接缝处理。</p> <p>5、抽屉：采用厚中纤度密度板，板材截面一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p> <p>6、拉手：采用优质 PVC 一字型拉手，模具成型，表面经化学处理，外形美观，耐腐蚀，防酸碱。</p> <p>7、铰链：采用实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观。</p> <p>★8、内置废液收集装置含 10 升桶：全钢结构绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重 420kg/</p>		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>块 (相当于 4.20KN)、绝缘材料</p> <p>涂层 (根据静电敏感环境区分标准, 电阻率为 1.32×10^{13} 次方为绝缘体)、高温 700 度烧制而成具有耐钢制尖锐物品刮不脱</p> <p>涂层特点 (700 度 5 分钟测试表面无可见变化为合格), 经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡 24 小时 (24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格)、(24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格) (检测方法: 测试条件: 硫酸 (AR), 完全浸泡, 23°C、24h),</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



							<p>响应文件中提供竞标产品的彩页</p> <p>或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或</p> <p>产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证(检测报告上需附有二维码以供查阅,二维码内容可呈现详细检测内容和检测公司名称、委托公司名称及检测报告内容、检测方法、检测样品对比图,二维码内容需和检测机构出具的检测报告内容一致,供货时,提供检测报告盖章件和样品留底备查,对提供虚假未经检测、随意篡改检</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



								测数据、伪造结果损害采购人利益的, 采购人有权追究其法律责任);		
4	三口水龙头 (脚踏)	1	套	台雄	定制	无锡台雄 实验设备 有限公司	中国工程 有限公司	1、水龙头主体: 加厚铜质; 2、水龙头涂层: 高亮度环氧树脂涂层, 耐腐蚀、耐热, 防紫外线辐射; 3、陶瓷阀芯: 90°旋转, 使用寿命开关 50 万次, 静态最大耐压 20Pa; 4、附件可拆卸铜质水嘴, 可加接防溅滤水器; 5、开关旋钮: 高密度 PP, 人体工学, 手感舒适;	1200.00	1200.00

								6、鹅颈管：可 360°旋转。		
5	滴水架	1	套	台雄	27 棒	无锡台雄 实验设备 有限公司	中国	PP 材质	220.00	220.00
6	台式插座	4	套	台雄	180*18 0	无锡台雄 实验设备 有限公司	中国	pp 材质五孔插座单独开关	125.00	500.00
7	洗眼器	1	套	台雄	定制	无锡台雄 实验设备 有限公司	中国	1、材质：ABS+黄铜 2、功能：洗脸/洗眼 3、外观处理：防静电处理 4、开关方式：按压式，开启时 间 1s 5、产品主体：62 # 黄铜	1200.00	1200.00


							<p>6、试验压力：1.6Mpa</p> <p>7、工作压力：0.2 ~ 0.6Mpa</p> <p>8、使用环境温度：0℃ ~ 40℃</p> <p>9、洗脸 / 洗眼流量：11.5L/min</p> <p>10、洗眼喷头：带过滤器、防尘盖、限流控压装置，满足不同水压使用。</p> <p>11、进水口尺寸：DN15</p> <p>12、连接方式：软管连接，长度1.5米，不锈钢材质，外覆软性硅胶。</p> <p>13、执行标准：国标</p> <p>GB/T38144.1/2-2019 美标</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

								ANSI.Z358.1/2-2014 14、相比较近品优势：独创的封水设计，使用寿命更耐久，人体工学设计，外观漂亮，安装简单，质量稳定		
8	实验边台	1	m	毕恩思(上海)	2100*750*850	毕恩思(上海)科学仪器有限公司		规格 1000*1000*850 1、材料：钢木构架，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂、静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好 2、台面：采用 12.7mm 厚实芯(双面)理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm，由	2000.00	2000.00

							<p>专业生产厂家用 CNC 机械加工而成;</p> <p>3、背板: 采用双饰面三聚氢氨板, 板材一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p> <p>4、柜体: 采用双饰面三聚氢氨板, 板材截面一律用作防水处理; 所有板件采用拆装式三合一连接, 结构稳固, 不变形, 承重性能好且易于拆迁, 利于在实验室这个特殊的工作环境使用。</p> <p>5、门板: 采用厚中纤度密度板, 板材截面一律采用优质 PVC 封边</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

								做防水处理，四面对角无接缝处理。		
								6、抽屉：采用厚中纤度密度板，板材截面一律用优质 PVC 封边作防水处理。		
								7、拉手：采用优质 PVC 一字型拉手，模具成型，表面经化学处理，外形美观，耐腐蚀，防酸碱。		
								8、铰链：采用实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观。		
9	实验边台	1	m	毕恩思(上海)	1600*750*850	毕恩思(上海)科学仪器有限公司	中国	规格 1000*1000*850 1、材料：钢木构架，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂、静电喷	2000.00	2000.00

						司	<p>涂, 化学防锈处理, 耐酸碱腐蚀, 承重性能好</p> <p>2、台面:采用 12.7mm 厚实芯(双面) 理化板台面, 台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm, 由专业生产厂家用 CNC 机械加工而成;</p> <p>3、背板: 采用双饰面三聚氢氨板, 板材一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p> <p>4、柜体: 采用双饰面三聚氢氨板, 板材截面一律用作防水处理;所有板件采用拆装式三合一连接, 结构</p>		
--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



							<p>稳固, 不变形, 承重性能好且易于拆迁, 利于在实验室这个特殊的工作环境使用。</p> <p>5、门板: 采用厚中纤度密度板, 板材截面一律采用优质 PVC 封边做防水处理, 四面对角无接缝处理。</p> <p>6、抽屉: 采用厚中纤度密度板, 板材截面一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p> <p>7、拉手: 采用优质 PVC 一字型拉手, 模具成型, 表面经化学处理, 外形美观, 耐腐蚀, 防酸碱。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

								8、铰链：采用实验室专用防腐铰链，弹性好，外形美观。		
10	实验转角台	1	m	毕恩思(上海)	1000*1000*850	毕恩思(上海)科学仪器有限公司	中国	规格 1000*1000*850 1、材料：钢木构架，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂、静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好 2、台面：采用 12.7mm 厚实芯(双面)理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm，由专业生产厂家用 CNC 机械加工而成； 3、背板：采用双饰面三聚氢氨板，	9000.00	9000.00

							<p>板材一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p> <p>4、柜体：采用双饰面三聚氢氨板，板材截面一律用作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。</p> <p>5、门板：采用厚中纤度密度板，板材截面一律采用优质 PVC 封边做防水处理，四面对角无接缝处理。</p> <p>6、抽屉：采用厚中纤度密度板，</p>		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



							<p>板材截面一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p> <p>7、拉手：采用优质 PVC 一字型拉手,模具成型,表面经化学处理,外形美观,耐腐蚀,防酸碱。</p> <p>8、铰链：采用实验室专用防腐铰链,弹性好,外形美观。</p> <p>★9、内置废液收集装置含 10 升桶:全钢结构绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重 420kg/块 (相当于 4.20KN) 、绝缘材料涂层 (根据静电敏感环境区分标准, 电阻率为 1.32×10 的 13 次</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>方为绝缘体)、高温 700 度烧制而成具有耐钢制尖锐物品刮不脱涂层特点 (700 度 5 分钟测试表面无可见变化为合格), 经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡 24 小时 (24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格)、(24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格) (检测方法: 测试条件: 硫酸 (AR), 完全浸泡, 23°C, 24h), 响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证(检测报告上需附有二维码以供查阅,二维码内容可呈现详细检测内容和检测公司名称、委托公司名称及检测报告内容、检测方法、检测样品对比图,二维码内容需和检测机构出具的检测报告内容一致,供货时,提供检测报告盖章件和样品留底备查,对提供虚假未经检测、随意篡改检测数据、伪造结果损害采购人利益的,采购人有权追究其法律责任);</p> <p>调试时提供相关参数检测演示。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



11	三口分水 阀（脚踏）	1	套	台雄	定制	无锡台雄 实验设备 有限公司	中国	1、主体：加厚铜质； 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层， 耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿 命开关 50 万次，静态最大耐压 20Pa； 4、附件可拆卸铜质水嘴，可加接 防溅滤水器； 5、开关旋钮：高密度 PP，人体 工学，手感舒适； 6、鹅颈管：可 360°旋转。	1200.00	1200.00
12	滴水架	1	套	台雄	27 棒	无锡台雄 实验设备	中国	PP 材质	220.00	220.00

						有限公司				
13	台式插座	4	套	台雄	180*180	无锡台雄 实验设备 有限公司	中国	pp 材质五孔插座单独开关	125.00	500.00
14	洗眼器	1	套	台雄	定制	无锡台雄 实验设备 有限公司	中国	1、材质：ABS+黄铜 2、 功能：洗脸/洗眼 3、 外观处理：防静电处理 4、 开关方式：按压式，开启时 5、 产品主体：62 # 黄铜 6、试验压力：1.6Mpa 7、工作压力：0.2 ~ 0.6Mpa 8、使用环境温度：0℃ ~ 40℃	1200.00	1200.00

							<p>9、洗脸 / 洗眼流量：11.5L/min</p> <p>10、洗眼喷头：带过滤器、防尘盖、限流控压装置，满足不同水压使用。</p> <p>11、进水口尺寸：DN15</p> <p>12、连接方式：软管连接，长度1.5 米，不锈钢材质，外覆软性硅胶。</p> <p>13、执行标准：国标 GB/T38144.1/2-2019 美标 ANSI.Z358.1/2-2014</p> <p>14、相比较近品优势：独创的封水设计，使用寿命更耐久，人体工</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

								学设计，外观漂亮，安装简单，质量稳定		
15	实验边台	1	m	毕恩思(上海)	2100*750*850	毕恩思(上海)科学仪器有限公司	中国	<p>规格 1000*1000*850</p> <p>1、材料：钢木构架，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂、静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好</p> <p>2、台面：采用 12.7mm 厚实芯(双面)理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm，由专业生产厂家用 CNC 机械加工而成；</p> <p>3、背板：采用双饰面三聚氢氨板，</p>	2000.00	2000.00

							<p>板材一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p> <p>4、柜体：采用双饰面三聚氢氨板，板材截面一律用作防水处理；所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固，不变形，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。</p> <p>5、门板：采用厚中纤度密度板，板材截面一律采用优质 PVC 封边做防水处理，四面对角无接缝处理。</p> <p>6、抽屉：采用厚中纤度密度板，</p>		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



							<p>板材截面一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p> <p>7、拉手：采用优质 PVC 一字型拉手,模具成型,表面经化学处理,外形美观,耐腐蚀,防酸碱。</p> <p>8、铰链：采用实验室专用防腐铰链,弹性好,外形美观。</p>		
16	实验边台	1	m	毕恩思(上海)	1600*750*850	毕恩思(上海)科学仪器有限公司	<p>规格:1000*1000*850</p> <p>1、材料:钢木构架,表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂、静电喷涂,化学防锈处理,耐酸碱腐蚀,承重性能好</p> <p>2、台面:采用 12.7mm 厚实芯(双</p>	2000.00	2000.00

							<p>面) 理化板台面, 台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm, 由专业生产厂家用 CNC 机械加工而成;</p> <p>3、背板: 采用双饰面三聚氢氨板, 板材一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p> <p>4、柜体: 采用双饰面三聚氢氨板, 板材截面一律用作防水处理; 所有板件采用拆装式三合一连接, 结构稳固, 不变形, 承重性能好且易于拆迁, 利于在实验室这个特殊的工作环境使用。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



								<p>5、门板：采用厚中纤度密度板， 板材截面一律采用优质 PVC 封边 做防水处理，四面对角无接缝处 理。</p> <p>6、抽屉：采用厚中纤度密度板， 板材截面一律用优质 PVC 封边作 防水处理。</p> <p>7、拉手：采用优质 PVC 一字型 拉手，模具成型，表面经化学处理， 外形美观，耐腐蚀，防酸碱。</p> <p>8、铰链：采用实验室专用防腐铰 链，弹性好，外形美观。</p>		
17	实验转角	2	m	毕恩思	1000*1	毕恩思(上	中国	规格 1000*1000*850	9000.00	18000.00

	台			(上海)	000*85 0	海)科学仪 器有限公 司	<p>1、材料：钢木构架，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧树脂、静电喷涂，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好</p> <p>2、台面：采用 12.7mm 厚实芯(双面) 理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm，由专业生产厂家用 CNC 机械加工而成；</p> <p>3、背板：采用双饰面三聚氢氨板，板材一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p> <p>4、柜体：采用双饰面三聚氢氨板，</p>		
--	---	--	--	------	-------------	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>板材截面一律用作防水处理;所有板件采用拆装式三合一连接,结构稳固,不变形,承重性能好且易于拆迁,利于在实验室这个特殊的工作环境使用。</p> <p>5、门板:采用厚中纤度密度板,板材截面一律采用优质 PVC 封边做防水处理,四面对角无接缝处理。</p> <p>6、抽屉:采用厚中纤度密度板,板材截面一律用优质 PVC 封边作防水处理。</p> <p>7、拉手:采用优质 PVC 一字型</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>拉手,模具成型,表面经化学处理,外形美观,耐腐蚀,防酸碱。</p> <p>8、铰链:采用实验室专用防腐铰链,弹性好,外形美观。</p> <p>★9、内置废液收集装置含 10 升桶:全钢结构绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重 420kg/块(相当于 4.20KN)、绝缘材料涂层(根据静电敏感环境区分标准,电阻率为 1.32×10^{13} 次方为绝缘体)、高温 700 度烧制而成具有耐钢制尖锐物品刮不脱涂层特点 (700 度 5 分钟测试表</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>面无可见变化为合格)，经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡 24 小时（24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、（24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件:硫酸 (AR)，完全浸泡，23℃，24h}，</p> <p>响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证(检测报告上需附有二维码以供查阅,二维码内容可</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



							呈现详细检测内容和检测公司名称、委托公司名称及检测报告内容、检测方法、检测样品对比图，二维码内容需和检测机构出具的检测报告内容一致，供货时，提供检测报告盖章件和样品留底备查，对提供虚假未经检测、随意篡改检测数据、伪造结果损害采购人利益的，采购人有权追究其法律责任）；		
18	三口分水 阀（脚踏）	1	套	台雄	定制	无锡台雄 实验设备 有限公司	中国 1、头主体：加厚铜质； 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射； 3、陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿	1200.00	1200.00

								命开关 50 万次，静态最大耐压 20Pa; 4、附件可拆卸铜质水嘴，可加接防溅滤水器; 5、开关旋钮：高密度 PP，人体工学，手感舒适; 6、鹅颈管：可 360°旋转。		
19	滴水架	1	套	台雄	27 棒	无锡台雄实验设备有限公司	中国	PP 材质	220.00	220.00
20	台式插座	4	套	台雄	180*180	无锡台雄实验设备有限公司	中国	pp 材质五孔插座单独开关	125.00	500.00

21	洗眼器	1	套	台雄	定制	无锡台雄 实验设备 有限公司	中国	1、材质：ABS+黄铜 2、 功能：洗脸/洗眼 3、 外观处理：防静电处理 4、 开关方式：按压式，开启时 间 1s 5、 产品主体：62 # 黄铜 6、试验压力：1.6Mpa 7、工作压力：0.2 ~ 0.6Mpa 8、使用环境温度：0℃ ~ 40℃ 9、洗脸 / 洗眼流量：11.5L/min 10、洗眼喷头：带过滤器、防尘 盖、限流控压装置，满足不同水压 使用。	1200.00	1200.00
----	-----	---	---	----	----	----------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------

								11、进水口尺寸：DN15 12、连接方式：软管连接，长度1.5 米，不锈钢材质，外覆软性硅胶。 13、执行标准：国标 GB/T38144.1/2-2019 美标 ANSI.Z358.1/2-2014 14、相比较近品优势：独创的封水设计，使用寿命更耐久，人体工学设计，外观漂亮，安装简单，质量稳定		
22	紧急喷淋器	1	套	台雄	定制	无锡台雄实验设备	中国	1、品名：壁挂式喷淋器 2、材质：304 不锈钢	4500.00	4500.00

						有限公司	<p>3、功能：冲淋</p> <p>4、外观处理：抛光</p> <p>5、开关球阀：两片式球阀</p> <p>6、产品主体：304 不锈钢一体精铸，厚度 3mm</p> <p>7、试验压力：1.6Mpa</p> <p>8、工作压力：0.2 ~ 0.6Mpa</p> <p>9、使用环境温度：0℃ ~ 40℃</p> <p>10、喷淋流量： 76 L/min</p> <p>11、进/排水口尺寸： DN25</p> <p>12、执行标准：国标</p> <p>GB/T38144.1/2-2019 美标</p> <p>ANSI.Z358.1/2-2014</p>		
--	--	--	--	--	--	------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>13、相比较近品优势：全 304 不锈钢，外观漂亮，安装简单，质量稳定。</p> <p>14、安装配件齐全，全 304 材质，配有洗眼站标识牌等辅件。</p>		
23	实验凳	6	张	台雄	定制	<p>无锡台雄 实验设备 有限公司</p> 	<p>凳面：Φ33PU 防静电凳面</p> <p>脚盘名称：钢圈凳脚</p> <p>材质：钢制</p> <p>表面处理：镀锌</p> <p>半径：20CM</p> <p>升降原理：采用气缸杆升降</p> <p>常规高度： 41CM-54CM</p> <p>更换滑轮：增高 2CM</p>	280.00	1680.00

24	水泥自流平	60	m ²	定制	定制	无锡台雄实验设备有限公司	中国	1、施工部位：地胶板地面 2、材料厚度、强度：5mm, C25 强度	30.00	1800.00
25	防静电地板胶	60	m ²	今亿源	2mm	金亿源(江苏)新材料有限公司	中国	规格厚度 2mm 1.产品形式无方向同质透心 PVC 塑胶地板卷材 EN649 2.地板总厚度 2mm.EN428 3.宽幅 2m.EN426 4 重量.2750g/m ² .EN430. 5.防火性能 B1 级 EN13501-1: 2018. 6.增塑剂测试.16 项邻苯二甲酸酯 类增塑剂不含有 EN14372:2004.	180.00	10800.00

							<p>7.高度关注物质测试.不低于 210 项.REACH 法规.</p> <p>8.重金属测试.19 种重金属不含 有.EN71-3: 2019.</p> <p>9.防霉测试.显微镜下观察无生 长.ISO4918: 2016.</p> <p>10.耐污染测试.碘酒、碘酊、油性 记号笔、外用酒精、药用液体石蜡、 盐酸溶液、氢氧化钠溶液、咖啡等 无污染.ISO4918: 2016.</p> <p>11 抗菌活性.金黄色葡萄球菌及 大肠杆菌不易滋生.ISO22196: 2011.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

								12.耐磨等级.T 级.GB/T11982.2-2015. 13.防滑等级.R9.ISO4918: 2016. 14.椅子脚轮测试.合格.ISO4918: 2016. 15.残余凹 陷.0.01mm.GB/T11982.2-2015. 16.加热翘 曲.0.01mm.GB/T11982.2-2015. 17.甲醛测试.不含有.EN71-3: 2019.		
26	地板胶上 墙	7	m ²	今亿源	2mm	金亿源(江 苏)新材料	中国	规格厚度 2mm 1.产品形式无方向同质透心 PVC	180.00	1260.00

					有限公司	<p>塑胶地板卷材 EN649</p> <p>2.地板总厚度.2mm.EN428</p> <p>3.宽幅.2m.EN426</p> <p>4 重量.2750g/m².EN430.</p> <p>5.防火性能.B1 级.EN13501-1: 2018.</p> <p>6.增塑剂测试.16 项邻苯二甲酸酯 类增塑剂不含有.EN14372: 2004.</p> <p>7.高度关注物质测试.不低于 210 项.REACH 法规.</p> <p>8.重金属测试.19 种重金属不含 有.EN71-3: 2019.</p>		
--	--	--	--	--	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>9.防霉测试.显微镜下观察无生长.ISO4918: 2016.</p> <p>10.耐污染测试.碘酒、碘酊、油性记号笔、外用酒精、药用液体石蜡、盐酸溶液、氢氧化钠溶液、咖啡等无污染.ISO4918: 2016.</p> <p>11 抗菌活性.金黄色葡萄球菌及大肠杆菌不易滋生.ISO22196: 2011.</p> <p>12.耐磨等级.T级.GB/T11982.2-2015.</p> <p>13.防滑等级.R9.ISO4918: 2016.</p> <p>14.椅子脚轮测试.合格.ISO4918:</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



							2016. 15.残余凹 陷.0.01mm.GB/T11982.2-2015. 16.加热翘 曲.0.01mm.GB/T11982.2-2015. 17.甲醛测试.不含有.EN71-3: 2019.		
27	彩钢板隔 断	1	项	定制	定制	广西博宇 建材有限公司 中国	1、彩钢板吊顶:中空玻镁 50mm、 企口夹芯板, 钢板厚度为 0.426mm, 隔音、防水、耐腐、 耐酸碱、易清洁、抗撞击、防菌 60 m ² 2、彩钢板隔断:中空玻镁 50mm、	85000.00	85000.00

							<p>企口夹芯板，钢板厚度为</p> <p>0.426mm，隔音、防水、耐腐、耐酸碱、易清洁、抗撞击、防菌</p> <p>123 m²</p> <p>3、铝型材：采用穿插方式与铝材装配，配合灌密封胶连接密封。龙骨主要承载全部吊顶重量φ50</p> <p>51m</p> <p>4、彩钢板门：中空玻镁 50mm、企口夹芯板，钢板厚度为</p> <p>0.426mm，隔音、防水、耐腐、耐酸碱、易清洁、抗撞击、防菌</p> <p>5、门把锁：不锈钢，机械锁 5</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							套 6、固定窗：50 系铝型材，6mm 钢化玻璃 12m ² 7、传递窗：304 不锈钢材质 2 套 8、检修口：现场制作，含：铝型 材包边 3 个 9、通风开口：现场制作，含：铝 型材包边 3 个		
28	通风系统	2	台	定制	定制	广西南宁 市弘雪制 冷设备有 限公司	中国 1.风量：750m ³ /h; 2.制冷量：5.1KW; 3.制热量：6.55KW; 4.功率：1.73/2.4KW (220V~1N	15000.00	30000.00

								50HZ) 5.噪音：内外 37dB(A)/54dB(A)		
29	通风系统	1	台	定制	定制	广西南宁市弘雪制冷设备有限公司	中国	1.风量：1150m3/h; 2.制冷量：7.5KW; 3.制热量：9.8KW 4.功率：2.6/3.3KW (220V~1N 50HZ) 5.噪音：内外 37dB(A)/56dB(A)	15000.00	15000.00
30	配套系统设备	1	项	定制	定制	广西博宇建材有限公司	中国	1、照明插座配电箱：含空开、保护器、五金配件 1 套 2、净化灯：材料厚度：铝合金 0.7mm、冷轧板 0.5mm、镜面铝反光片 0.28mm、铜芯线 0.5mm、	65000.00	65000.00

							<p>高阻燃螺旋灯座、有机灯罩 2mm</p> <p>10 盏</p> <p>3、紫外杀菌灯：30W，不锈钢支架 10 盏</p> <p>4、BV 铜芯电线：</p> <p>ZR-BVR-10mm2 30m</p> <p>5、BV 铜芯电线：</p> <p>ZR-BVR-6.0mm2 112m</p> <p>6、BV 铜芯电线：</p> <p>ZR-BVR-4.0mm2 200m</p> <p>7、BV 铜芯电线：</p> <p>ZR-BVR-1.5mm2 200m</p> <p>8、线管：PVC 材质、DN10 50m</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>9、线管：PVC 材质、DN20 45m</p> <p>10、网络插座：国标 2 个</p> <p>11、网线：超五类 20m</p> <p>12、双联单控开关：86 型 220V 10A 1 个</p> <p>13、单控开关：86 型 220V 10A 3 个</p> <p>14、定时开关：86 式手动控制 4 个</p> <p>15、暗装插座：10A 250V，底边距离地 0.3m 墙上安装 10 套</p> <p>16、PVC 管：PVC 材质、DN25 25m</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



								17、PVC 管：PVC 材质、DN50 25m 18、应急灯：自带电源双头应急灯 4 套 19、安全指示灯：自带电源箭头指示灯 4 套 20、实验室门牌：含：门牌，制度牌，实验室安全标识，安全制度。 1 项 21、五金安装辅材：膨胀钉/拉杆/软垫/密封胶/管路固定件等五金配件。		
31	荧光 PCR	1	台	博日	FQD-4	杭州博日	中国	环境温度： 10℃ ~ 30℃ 相对湿	175000.00	175000.00

	仪				8D	科技股份 有限公司	<p>度： 70%</p> <p>技术性能指标:采用先进的热电制冷技术与长寿命多孔半导体加热制冷器, 和先进的 PMT 光纤信号传导技术,全球宽压恒流电源和多点控温方式, 独具快速变温, 精确控制, 低能耗的卓越性能;</p> <p>基本性能: 1.适用耗材: 48×0.2ml (可适用于单管、8 联管) ; 2. 样本通量: 48 孔; 3.反应体系: 5-100mL; 4.线性范围: 1 ~ 1010copies;</p> <p>温控系统:</p>		
--	---	--	--	--	----	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>★1.控温技术：通过半导体制冷器对模块进行夹心式加热和制冷,使用全新覆胶工艺和冷、热基板金属化的长寿命半导体制冷器。</p> <p>2.控温模式：依据加液量自动选择 BLOCK 和模拟 TUBE 两种控温模式；</p> <p>3.控温范围：4.0~103.0℃；4.最大升降温速度：5℃/s5.控温精度：±0.1℃；6.温度波动范围：±0.1℃；7.温度均匀性：±0.3℃；</p> <p>★8.热盖温度范围：30℃~110℃，全封闭 3D 电动热盖，可</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>以实现试管压力恒定，自动升降，有效防止试剂蒸发,确保实验稳定可靠，操作简便；</p> <p>9.低温保存功能：具有 SOAK 低温保存功能；</p> <p>荧光检测系统：</p> <p>1.激发光源：长寿命光源,免维护；</p> <p>★2.检测器：光电倍增管 PMT (管底检测、耗材开放、适用广、成本低)，避免边缘效应，免于进行 ROX 校正，检测灵敏度高；</p> <p>3.荧光检测波长：500-799nm；</p> <p>4.激发光波长：300-798nm；</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>★5.检测通道: 4 个;</p> <p>★6.部分荧光染料: F1:FAM、SYBR Green I; F2:VIC、HEX、TET、JOE 、CY3、TAMRA; F3:ROX, TEXAS-RED; F4:CY5, Quasar 670;</p> <p>★7.扫描方式: 底部荧光扫描方式 (全板扫描或指定行扫描), 光程短、准确度及重复性高;</p> <p>软件系统:</p> <p>1.操作界面: 全中文操作界面, 程序设定灵活, 分析和报告功能全面, 参数可储存。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>★2.软件功能：具有定性判断、绝对定量、相对定量、SNP 分析系统功能、熔解度曲线分析功能、HRM 分析功能；梯度功能、自动增益调节等；</p> <p>3.模板功能：可自定义实验报告格式，预存多种行业实验报告模板；</p> <p>4.特色功能：文件内容备注功能、样本资料记录功能、文件运行显示功能、检测数据分析功能、分析结果输出功能、故障保护和报警功能；</p> <p>5.支持：Microsoft: Windows</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>7/Windows 8.1/Windows10;</p> <p>6.数据导出：导出 CSV、Excel、txt 等格式的实验数据;</p> <p>其它性能:</p> <p>1.外部电源要求：100-240V ~ 50/60Hz, 600W;</p> <p>2.多种接口供选：与计算机接口可供选用的有 RS232、USB、蓝牙;</p> <p>工作站： I5-12500 8G*2 1T+256G 无光驱功能一体机功能</p> <p>★2.1、废液收集托盘材质：绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>测试承重 420kg/块（相当于 420KN）、绝缘材料涂层（根据静电敏感环境区分标准，电阻率 1.32×10^{13} 次方为绝缘体）、耐高温 700 度（5 分钟测试表面无可见变化为合格），可承受分析纯浓硫酸测试浸泡 24 小时（24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格），响应文件中需提供具备资质的检测机构出具报告复印件；</p> <p>（以上检测报告上需附有二维码以供查阅，二维码内容可呈现详细检测内容和检测公司名称、委托公</p>		
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



							<p>司名称及检测报告内容、检测方法、检测样品对比图, 二维码内容需和检测机构出具的检测报告内容一致, 供货时, 提供检测报告原件和样品留底备查, 对提供虚假未经检测、随意篡改检测数据、伪造结果损坏采购人利益的, 采购人有</p> <p>权追究其法律责任)</p> <p>★2.2、配原厂防静电废液过滤安全盖用于药品开启后密封透气保存, 全部核心材料均为防静电材质, 且体积电阻率 4.86×10^6 次方 $\Omega.m$, 响应文件中需提供具备</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



								资质的检测机构出具报告复印件； 调试时提供相关参数检测演示。		
32	二级生物 安全柜	1	台	苏洁医 疗	BSC-13 00IIA2	苏洁医疗 器械(苏 州)有限公 司		<p>1. 分类: A2 型; 气流模式: 30% 外排, 70%内循环。</p> <p>2. ★产品性能执行标准 《GB4793.1-2007》, EMC 检验 依据《GB/T18268.1-2010》, 执 行标准: 《YY 0569-2011》。</p> <p>3. ★标配两块高效过滤器,过滤器 效率:ULPA@0.12μ m99.9995%, 过滤膜材质采用无 隔板硼硅酸盐玻璃纤维。</p>	54000.00	54000.00

							<p>4. 独特的负压防泄漏设计，工作区四面负压包围，真正做到零泄漏，确保操作区的洁净度。</p> <p>5. ★外箱体采用优质冷轧钢板，静电喷塑；操作区三侧采用不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用10mm 大圆角处理，便于清理。</p> <p>6. ★液晶屏显示可显示工作区温度、气流等，可调节各项参数设定，蓝屏数字指示各项参数示值，密码修改程序设置，防止误操作。</p> <p>7. ★过滤器报警提示：实时条形码式显示过滤器剩余寿命，声光报</p>		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>警提示更换。</p> <p>8. 采用优质风机，风速可自动调节，噪音小。</p> <p>9. 高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时监测风速。</p> <p>10. ★前窗设计：前窗玻璃手拉式开启，可任意定位，以保证断电时能及时关门防护。(不得使用电控，电控停电时不能关门)且玻璃门位置过高或过低声光报警提示用户。</p> <p>11. ★连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>会造成伤害。</p> <p>(1)安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门完全关闭时,安全柜风机自动关闭进入待机模式,保护安全柜的使用,增加安全柜的使用寿命；</p> <p>(2)紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁:当玻璃门完全关闭时且照明灯不开启时,紫外灯才能开启,防止紫外灯误操作对人体造成危害，保护人员的安全；</p> <p>12. 紫外灯预约、定时功能：可预约紫外灯灭菌 (a 实验后灭菌机器</p>		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>自动关闭, 人员无需等待。b 人员可预约下次使用时间, 下次使用时不需再次灭菌可直接使用)</p> <p>13. 柜体和支架可分离, 带刹车装置万向转动脚轮, 方便移动定位, 底脚无裸露螺纹, 清洁方便。</p> <p>14. 合理的结构设计, 安全柜过滤器和风机的维修、更换都可在前侧进行, 更加方便快捷。</p> <p>15. 柜内电源: 防水防溅插座, 具有断电保护功能, 操作也更加灵活方便。</p> <p>16. 10 度前倾设计, 更符合人体</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>工程学动力，使操作者更舒适。</p> <p>17. 洁净等级：ISO4(10 级 Class10)。</p> <p>18. ★下降风速:0.33±0.025m/s; 吸入风速:0.53±0.025m/s。</p> <p>19. 噪声:67dB(A)。</p> <p>20. 电源:AC,单相 220V/50Hz。</p> <p>21. ★外形尺寸(长x宽x高 mm): 1465*760*2200 mm;</p> <p>22. ★内部尺寸(长x宽x高 mm): 1300*520*640 mm;</p> <p>23. 光照度:900LuX。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

								24. 生物安全性: (1)人员安全性: 撞击式采样器的菌落数 10CFU/次; 狭缝式采样器的菌落数 5CFU/次 ; (2)产品安全性: 菌落数 5CFU/次 ; (3)交叉污染安全性: 菌落数 2CFU/次; 25. ★出风方向:顶出; 环境温度: 10-30℃; 相对湿度: 80%, 无凝露现象; 使用电源: 100-240VAC, 50-60Hz, 350W; 性能指标:		
33	核酸提取仪	1	台	博日	NPA-3 2W	杭州博日科技股份有限公司	中国		176500.00	176500.00

							<p>1. 样本通量: 1-32; 2. 适用耗材: 2.2mL 96 孔深孔板;</p> <p>3. 样本类型: 粪便、植物、生物体液、组织、无细胞样品 (如全血、血清、血浆、口腔拭子和细胞培养液) 等多种类型样本;</p> <p>4. 样本处理体积: 20-1000 μL</p> <p>5. 提取方法: 上吸式磁珠法, 通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放, 使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移, 自动化完成 RNA/DNA 的提取纯化操作, 无需液体转移;</p>		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>6. ★裂解温度：室温 + 5℃ -118℃;</p> <p>7. ★洗脱温度：室温 + 5℃ -118℃;</p> <p>8. ★裂解/洗脱加热槽位：1/5 列 加热,裂解洗脱加热槽位为间隔设计,避免裂解槽加热时,对洗脱槽内样本产生影响;</p> <p>9. ★温控方式：深孔板底部全包裹加热,采用自主开模的耗材,提升热传导速度,可提微量核酸;</p> <p>10. 振动混合模式：多档可调振动速度,溶液体积自适应振动幅度,</p>		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>振动幅度根据溶液体积自动调整;</p> <p>11. 运动控制: 驱动装置: 步进电机, 频率振幅可调, 样本混合更充分; 传动装置: 滚珠丝杠, 各运动部件均配置极限位置保护功能;</p> <p>12. 磁珠吸附模式: 分为普通/强力吸附模式, 强力吸附模式可保证洗脱步骤在洗脱体积很小的情况下, 洗脱液依旧能够覆盖全部磁珠, 可解决微量或低浓度样本;</p> <p>13. ★磁珠回收率: 98%;</p> <p>14. 提取时长: 单批次提取时间 8-15 min, 最短提取时间 8min/</p>		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>批;</p> <p>15. 磁通量: 5000GS;</p> <p>16. 提纯孔间差: CV3%;</p> <p>17. 提纯灵敏度: 10 拷贝样品, 阳性检出率 10%。100 拷贝样品, 阳性检出率 95%;</p> <p>18. 污染控制: 内置紫外灭菌模块, 并可设置自动关闭时长。提取时全封闭反应仓, 配套一次性预封装试剂和一次性耗材, 最大程度减少实验人员与化学试剂的接触保证操作安全;</p> <p>19. 开门保护功能: 实验中打开舱</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



							<p>门, 仪器自动停止实验, 防止污染及安全问题;</p> <p>20. ★操作界面: 8 英寸全彩触摸屏嵌入式一体化操作, 实时显示温度、实验进程等信息;</p> <p>21. 程序管理: 新建、编辑、删除, 模式程序, 单机在线自由灵活编辑提取程序, 无需外接电脑;</p> <p>22. 程序储存: 仪器存储 1000 个提取程序, 并可通过 USB 接口无线拓展;</p> <p>23. 智能语音提醒系统: 开机自检、故障报警、实验启动、实验结</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>束等具有声音提示;</p> <p>24. 支持中英文语言界面切换;</p> <p>25. ★具备程序运行报告记录功能;</p> <p>26. 具备文件加密功能;</p> <p>27. 支持条码扫描;</p> <p>28. 信息接口: USB, RS232 接</p>		
34	高压灭菌锅	1	件	合肥华泰	LX-B75L	合肥华泰医疗设备有限公司	<p>29. 尺寸和净重: 430mm * 395mm * 435mm, 28.5kg;</p> <p>1、容积: 75L , 功率: 220V/50Hz/3.5KW</p> <p>2、灭菌室有效尺寸: Φ</p>	45000.00	45000.00

							<p>388*480mm</p> <p>3、压力表：0.4Mpa、最高工作压力：0.22Mpa</p> <p>4、设计温度：142℃</p> <p>5、最高工作温度：134℃</p> <p>6、灭菌时间范围：0-9999min</p> <p>7、灭菌温度范围：100-134℃</p> <p>8、升温、排空、灭菌、排汽过程微系统控制,自动运行、数码显示、触摸式开关,灭菌过程故障状态显示提示、快开门结构：手轮式平移门,玻璃钢防烫罩,安全防护、安全联锁：当桶内有压力时,无法开</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>门、下排式排气方式, 排放冷空气更彻底、电加热方式, 自胀式密封圈、超压自泄保护: 安全阀能释放过高压力、超温保护: 超过设计温度灭菌器自动断电、漏电保护: 产品出现漏电灭菌器自动断电、断水保护: 灭菌器内缺水、低水自动停止工作, 报警提示、工作结束, 灭菌器声光报警提示、整机设计精巧、移动省力、拆装维护方便、消毒内筒、外筒、外框全部采用 SUS304 材质, 调试时提供相关参数检测演示。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>★9、废液收集托盘含底座、10 升</p> <p>收集装置:托盘采用全钢结构绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重 420kg/块 (相当于 4.20KN) 、绝缘材料涂层 (根据静电敏感环境区分标准, 电阻率 1.32×10^{13} 次方为绝缘体) 、经 700 度烧制后表面涂层具有耐刮防腐特点, 用尖锐金属利器刮擦不脱落后并倒入 98%浓硫酸或者盐酸不发生反应 (700 度 5 分钟测试表面无可见变化为合格) , 经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

								测试浸泡 24 小时（24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、 （24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件：硫酸(AR), 完全浸泡, 23℃, 24h}、 须提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标,否则视为无效响应; 10、配置主机一台，双层网篮一套，废液托盘含桶一套，本地销售保单一份；		
35	高速离心机	1	台	毕净鑫思	TG16	毕恩思(上海)科学仪	中国	1、最高转速：19000rpm 2、总功率：500W	40000.00	40000.00

						器有限公司		<p>3、最大相对离心力：26230×g</p> <p>4、整机噪声：58dB (A)</p> <p>5、最大容量：6×100ml 角式转子</p> <p>6、定时范围：1s~99min59s</p> <p>7、转速精度：±10r/min</p> <p>8、支持电源：AC 220±22V 50Hz</p> <p>★9、多功能全钢样品柜：规格约790*535*1780MM，全钢1.0MM厚镀锌钢板表面内胆采用防酸碱、防腐蚀不与硫酸盐酸反应喷涂技术，门板为密封结构、层板</p>		
--	--	--	--	--	--	-------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



							<p>可随意自由调节高度,每层可存放药品容量 500ML 的 35 瓶储存药品容量 240 瓶或 20L 废液桶 4 个或 40 升气瓶 2 个或 10 升标准气体瓶 4 个, 废液收集托盘含底座、10 升收集装置: 托盘采用全钢结构绝缘防腐层板材质一次冲压成型压力测试承重 420kg/块 (相当于 4.20KN) 、绝缘材料涂层 (根据静电敏感环境区分标准,电阻率 1.32×10^{13} 次方为绝缘体) 、经 700 度烧制后表面涂层具有耐刮防腐特点,用尖锐金属利器刮擦</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>不脱落后并倒入 98%浓硫酸或者盐酸不发生反应（700 度 5 分钟测试表面无可见变化为合格），经高温烧制后可承受分析纯浓硫酸测试浸泡 24 小时（24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）、（24 小时浸泡测试表面涂层无变化为合格）{检测方法：测试条件：硫酸(AR)，完全浸泡，23℃，24h}、须提供具备资质的检测机构出具的检测报告扫描件佐证该项技术指标；否则视为无效响应；调试时提供相关参数检测演示。（检测报</p>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



							<p>告上需附有二维码以供查阅,二维码内容可呈现详细检测内容和检测公司名称、委托公司名称及检测报告内容、检测方法、检测样品对比图,二维码内容需和检测机构出具的检测报告内容一致,供货时,提供检测报告盖章原件和样品留底备查,对提供虚假未经检测、随意篡改检测数据、伪造结果的采购人追责其法律责任,并取消成交资格,同时报相关监督管理部门处理,并按为虚假应标处理。)</p> <p>10、配置清单: (主机, 12×1.5ml</p>		
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--



								角转子, 转子拆卸扳手, 电源线, 说明书)、全钢废液柜一套;		
36	恒温水浴 锅水	1	台	毕净鑫 思	HWS-2 6L	毕恩思(上 海)科学仪 器有限公 司		1、外壳及水槽全部选用进口优质 304 不锈钢板加工成型,耐腐蚀、 水槽采用一体成型工艺,经久耐用, 杜绝漏水风险、圆环圈盖采用软质 ABS 材质加工,材质柔软,密封性能 更好、温控系统采用双积分高精度 A/D 转换技术进行温度控制,控制 精度高,稳定性好、加热系统采用 远红外加热管技术设计,产品热平 衡时间短,温度波动小,均匀性好、 具有防干烧功能,缺水自动停止加	7000.00	7000.00

							<p>热,运行安全可靠、具有定时功能,使实验过程更智能。、控制系统:数显自动温控</p> <p>2、控温范围(°C):RT~99.9</p> <p>3、控温精度(°C):0.1</p> <p>4、温度波动度(°C): 0.5</p> <p>5、功率(KW): 1.2</p> <p>6、工作尺寸(mm):450x300x120</p> <p>7、电压(V): AC220V /50Hz</p> <p>8、配置: 主机双列六孔一台、,电源线一根、说明书一份, 5 年质保保修卡一张;</p>		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

37	微量移液器 (Hipette 单道手动可调式彩色移液器)	1	套	大龙	Hipette	大龙兴创 实验仪器 (北京)股份有限公司	中国	<p>采用优秀的人体工程学设计；</p> <p>重量轻，量程调节轻盈顺畅，吸排液按压省力，为您提供更轻松，无疲劳的移液体验；</p> <p>量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差，同时有利于小体积液体的准确转移；</p> <p>特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度，从而提高移液的准确性，精确度和可靠性；</p> <p>数字视窗，令所设定量程一目了然；</p>	5685.00	5685.00
----	---------------------------------	---	---	----	---------	----------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------

							<p>量程范围, 0.1μL 至 10mL;</p> <p>使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;</p> <p>精确的分液, 每支移液器都按 EN/ISO8655 标准进行校准;</p> <p>采用同类移液器中优选的材料,提供更好的化学和物理防护,可整支高温高压灭菌,并增强了抗紫外性,提高使用耐久性;</p> <p>内含滤芯,减少挥发性试剂进入枪体,避免操作不当引起的液体回流,防止腐蚀活塞和污染;</p> <p>(0.1ul-2.5ul 量程、0.5ul-10ul</p>		
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

								<p>量程没有滤芯)</p> <p>可提供在线校准;</p>		
38	八道移液器	1	套	大龙	toppette	大龙兴创实验仪器(北京)股份有限公司	中国工程总公司	<p>采用优秀的人体工程学设计;</p> <p>重量轻, 量程调节轻盈顺畅, 吸排液按压省力, 为您提供更轻松, 无疲劳的移液体验;</p> <p>量程锁能有效防止因误操作引起的移液误差, 同时有利于小体积液体的准确转移;</p> <p>特殊的材料以及全新的组件和技术可有效降低吸排液按压力度, 从而提高移液的准确性, 精确度和可靠性;</p>	2000.00	2000.00

							<p>数字视窗，令所设定量程一目了然；</p> <p>量程范围</p> <p>使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修；</p> <p>精确的分液，每支移液器都按EN/ISO8655 标准进行校准；</p>		
39	制冷系统	1	台	中科都菱	MDF-8 6V588E	安徽中科都菱商用电器股份有限公司	<p>1.样式：立式。</p> <p>2.容积：588L。</p> <p>3.净重：260kg。</p> <p>4.运行功率：720W。</p> <p>5.气候类型：SN/N。</p> <p>6.制冷方式：直冷。</p>	56000.00	56000.00

							<p>7.温度范围：-40℃～-86℃。</p> <p>8.工作条件：环境温度 10～32℃， 电源 220V/50Hz。</p> <p>9.外部尺寸（宽*深*高）： 891*1155*1994.5（mm）。</p> <p>10.内部尺寸（宽*深*高）： 606*738*1310（mm）。</p> <p>11.噪音：特殊的降噪音设计，在 每个可能产生噪音的部件间都装 有特殊材质的减震材料，机组周围 装有高密度防火吸音棉。</p> <p>12.外部材料：喷涂钢板。</p> <p>13.内部材料：不锈钢板。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>14.保温材料: 无 CFC 高密度聚氨酯发泡, 100mm 的保温材料厚度, 第二代 VIP 隔热材料, 厚度 25mm, 使箱体保温性能增加 30%, 并减少了设备整体占地面积以及外部尺寸。</p> <p>15.外门: 1 扇, 喷涂钢板。</p> <p>16.外门隔热层: 无 CFC 高密度聚氨酯发泡。</p> <p>17.内门: 2 扇, 材质为不锈钢。</p> <p>18.内门隔热层: 无 CFC 高密度聚氨酯发泡。</p> <p>19.搁板: 3 层,材质为不锈钢, 隔</p>		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

								板挂条带刻度，可调节高度。		
40	组织破碎仪	1	台	格瑞德曼	GT50	北京格瑞德曼仪器设备有限公司	中国	<p>一、技术指标</p> <p>1、仪器系统：将样品放入离心管内，通过上下垂直震荡模式，让研磨珠与样品之间相互撞击和摩擦，并配以裂解细胞壁/膜同时保护核酸蛋白的配方试剂，达到对目标DNA、RNA及蛋白质的提取目的。样品重复性好，样品之间没有交叉污染，每个样品只需要1-2分钟即可快速高效的研磨。</p> <p>2、时间设置：00:01-99:59 (分</p>	65000.00	65000.00

							/秒) ; 3、夹具行程: 32mm; 4、研磨平台数: 1 个; 5、研磨方式:干磨,湿磨及冷冻研 磨; 6、样品处理量:2ml 离心管 *32, ,5ml 离心管*24,25ml 研磨 罐*2 7、振动频率:15-30Hz, 振荡 900-1800 转/分 ,连续可调,数字 显示; 8、可选研磨套件:研磨罐、适配器; 9、研磨罐尺寸及材质:不锈钢、特		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

							<p>殊钢（铬钢）、碳化钨、玛瑙、氧化锆、特氟龙(聚四氟乙烯)制，体积有 5ml、10ml、25ml;</p> <p>10、仪器具有程序控制、参数存储功能，先进的 LED 5 英寸触摸屏设计，能够轻松的控制仪器程序，设置研磨参数;</p> <p>程序控制：可设置间歇、停止、总运行时间;</p> <p>参数存储：仪器可存储 9 组研磨参数，方便记忆、快速调取使用;</p> <p>11、仪器上盖有把手，方便开启，内部设置隔音棉降噪;</p>		
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

								12、仪器采用集成电机开关,使得机盖只有处于闭合状态下仪器才能启动,最大限度的保证了操作的安全性;	
合计金额大写：人民币 捌拾玖万捌仟伍佰捌拾伍元整									(¥ 898585.00)

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，**其响应文件按无效处理。**
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，**否则其响应文件按无效处理。**
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），**否则其响应文件按无效处理。**
4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
5. 如为联合体竞标，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，**否则其响应文件按无效处理。**

6.如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章， 否则其响应文件按无效处理。

7.如有多分标， 分别列明各分标的报价表， 否则其响应文件按无效处理。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）

吴冬梅

供应商（电子签章）： 广西固诚工程有限公司

2025 年 12 月 24 日