

采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

（3）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《广西壮族自治区财政厅关于加强政府绿色采购工作的通知》（桂财采〔2025〕155号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），**否则按无效投标处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（4）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（<http://www.cac.gov.cn/index.htm>）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，**不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中的，投标无效**。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

（5）▲根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）的规定，供应商提供的产品不得为财库〔2026〕10号文件附件规定的46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号、技术或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号、技术或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号、技术或者生产厂家替代。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，**否则将作无效响应处理**。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，**否则将视为无效技术支持资料**。

5. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的，做投标无效处理。

一、产品技术参数要求，详见附件	
二、商务条款	
基本要求	1. 中标供应商所提供的产品必须符合国家、行业或地方标准。 2. 中标供应商不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行采购人采购要求。 3. 产品需符合国家相关检测标准，对提供的产品要保证质量，以确保患者的安全；每批次产品都须有厂家检验合格证明或第三方检测合格证明，能随时提供给采购人备查。 4. 中标供应商提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺、材料的缺陷和其他质量原因侵犯了第三方合法权益或造成患者一切的人身安全问题而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标供应商负责交涉并承担全部责任。 5. 中标供应商提供给采购人产品的价格要与市场行情相符，合同期内产品不允许涨价。 6. 眼镜架要求：（1）配套提供镜布、镜盒、防滑耳套、眼镜绳，并按医院要求印字；（2）配套提供维修用鼻托和螺丝。眼镜片要求：配套提供镜片加工专用双面胶和防滑贴。此外，零配件、耗材及易损件要求：中标供应商需根据所供货物的种类和数量，提供日常维修维护所需的耗材、零配件、易损件等，以便采购人及时为客户提供服务。 7. 样品管理：中标供应商需根据采购人要求提供样品进行展示和销售，样品款式和数量由双方协商确定。 8. 废片处理：除故意损坏外，中标供应商对已交付的镜片、镜架出现废片时，

	应在 24 小时内更换新镜片、镜架。应按实际废片数 100%的比率补足相应规格型号的镜片给采购人。
售后服务要求	1. 供货保证：所需货物根据采购人需求分批供应，具体种类、交货时间及地点由采购人通知中标供应商。中标供应商要保证备货充足，满足采购人使用需求，不得以货款未收到等原因为由中断供货。中标供应商在服务期限内停产、更新等情况无法按投标产品型号报价供货时，同时满足替代产品价格不高于同类产品市场价和替代产品性能优于同类产品两个条件的，报采购人审查通过后方可更换产品。 2. 服务要求：中标供应商除不可抗力无法按时交货外，不得因其他任何理由延迟送货。如经证明确实因不可抗力无法按时交货，应提前告知采购人。采购人仍然需要中标供应商供货的，中标供应商可以延迟交货，不按违约处理。 3. 退换货： 中标供应商提供给采购人的产品必须是全新、未经使用过的，完全符合采购文件规定的质量要求及采购人的需求，按照国家“三包”有关标准执行。产品出现质量问题（非人为损坏）可退换处理或维修；如因镜片规格不全或参数问题，中标供应商应负责进行调换。如维修未果且非人为损坏，予以及时更换。 4. 废片处理：除故意损坏外，中标供应商对已交付的镜片、镜架出现废片，应在 24 小时内更换新镜片、镜架。 5. 送货流程：中标供应商需按照采购人的送货流程要求按时、按质、按量送货到指定地点。 6. 合同外产品的采购：如采购人实际需要的物资产品未列入本次采购计划需临时采购或需定制的，中标供应商收到采购订单后要及时了解采购人需求，积极配合采购人寻找货源，按照不高于当前市场价或官方指导价（选价格最低的）进行报价，如中标供应商的报价过高采购人无法接受的，采购人可另行采购。 7. 产品库存管理模式：采购人实行零库存管理模式，产品的备货库存由中标供应商自行管理。中标供应商根据采购人的产品销售计划清单开出调拨单后，连同相应产品一起按要求送达采购人指定地点，采购人指定专人接收（库存产品要求半小时内送达，定制产品要求到货后半小时内送达）。采购人可免

	费为中标供应商提供存放产品的场地做备货仓库，仓库管理由中标供应商安排专人负责，库管人员的工作时间应按采购人的上班时间安排（含节假日）。中标供应商在使用采购人的场地期间出现的一切问题，包括但不限于库存产品的管理问题、财产和人员的安全问题、场地的装修和改造问题（装修和改造方案需要获得采购人认可后方可实施）、办公设备设施的维护和更新问题等均与采购人无关，且产生的相关费用均由中标供应商自行承担。 8. 退换货及维修要求：保修期内产品出现质量问题（非人为损坏）可退换货处理；如因镜片规格不全或参数问题，中标供应商应负责调换，调换的镜片实行多还少补的方式调剂价差。保修期内出现的任何质量问题，予以维修，维修未果的予以及时更换。 9. 返修率不能超过 8‰。
保修期	产品到院后保修期不少于 12 个月
供货时间要求	1. 供货周期：自签订合同之日起 12 个月或采购金额达预算金额，合同即终止。 2. 供货地点：柳州市妇幼保健院内采购人指定地点 3. 供货要求：中标供应商须按每批次采购计划的型号、规格、数量，现片 72 小时内，定制类产品 10 个工作日内将货物运送到采购人指定的地点，中标供应商除不可抗力无法按时交货外，不得因缺货、价格变动、货款未收到等原因延迟或中断供货。如中断供货，造成采购人经济损失，经济损失由中标供应商承担。中标供应商须保证按时供货，超过要求的供货时间的按逾期交货处理，逾期未交货超过 3 次，按合同违约处理，经监督管理部门同意，采购人有权依法终止合同。
付款方式	本项目无预付款，采取按月结算的方式：中标供应商按采购人要求完成供货双方核对无误后，中标供应商向采购人提供真实、准确、正式发票以及相关货款结算资料，采购人自收到中标供应商完整资料后支付货款。未销售的库存货品、展示样品等不结算。
产品质量标准	镜片产品执行 GB/T 10810.1-2025《眼镜镜片 第 1 部分：单光和多焦点镜片》、GB/T 10810.2-2025《眼镜镜片 第 2 部分：渐变焦镜片》、QB/T 2506-2017《眼镜镜片 光学树脂镜片》等标准的要求，以单独独立片为单位包装；镜架使用的材料、外观质量应满足 GB/T 14214-2019《眼镜架 通用要求和试验方法》中的规定要求。镜架外观质量要求表面应光滑、色泽均匀、没有麻点、

	颗粒和明显擦伤，同时镜片镜架还需符合 GB 45184-2024《眼视光产品元件安全技术规范》和 GB 45185-2024《眼视光产品 成品眼镜安全技术规范》。投标产品需符合国家现行标准，即将实施的标准以实施开始日期起要求，标准更新需以最新标准执行。每个单品的详细技术参数需求详见附件。
报价要求	投标人须对品目所有标的进行逐项响应，以总折扣率报价，即合同单价（取整到小数点后 2 位）=基准单价（单价预控价）×总折扣率，漏项报价、有选择报价或有条件的报价，采购人有权视为不完整报价，按投标无效处理。
签订合同时间	中标通知书发出后 25 日内
验收要求	1. 交付验收标准依次对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和投标文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物符合国家合格标准。 2. 中标供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为，表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 3. 供货时中标供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4. 采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由中标供应商承担。 5. 采购人对中标供应商提交的货物依据招标（或投标）文件及签订的合同中的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收；初步验收不合格的，不予签收。 6. 采购人对中标供应商提供的货物验收前，中标供应商需负责安装完毕、培训采购人的使用操作人员并协助采购人一起调试，直到符合招标、投标文件及签订的合同规定的技术要求，采购人才做最终验收。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 7. 对技术复杂的货物，采购人可聘请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收并由其出具质量检测报告，检测费用由中标供应商承担。 8. 以招标文件技术参数要求为依据，满足使用需求为原则，由采购人组

	织相关部门组成验收小组对货物技术参数及性能（配置）进行验收，技术参数及性能（配置）是否符合招标文件要求以实际验收结果为准。 9. 技术性能资料涵盖招标文件技术参数及性能（配置），投标文件技术文件响应表及产品配置清单等。 10. 货物技术参数及性能（配置）必须与投标文件相符合，如出现不一致，以技术响应表响应内容为准。 11. 验收小组依据投标文件技术响应表逐条进行验收，对于货物技术参数及性能（配置）与投标文件技术响应表响应不符的，做如下处理： ①货物实际是负偏离的参数，在投标文件中标明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假响应论处； ②货物实际是无偏离参数，在投标文件中标明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假响应论处； ③货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到技术响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应论处。 中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到投标文件中技术参数响应的内容，属于虚假响应行为，采购人经政府采购监督管理部门同意有权依法终止合同拒收货物，并追究供应商违约责任，中标供应商须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。 12. 中标供应商交付前须进行全面检查，并对验收材料进行整理、列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验结果应随货物交采购人。 13. 验收时中标供应商代表必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商承担。 14. 中标供应商对验收结果有异议的，须在验收后 5 个工作日内以书面形式向采购人提出，采购人自收到中标供应商书面异议后 5 个工作日内及时予以复核并书面回复最终验收结果。 15. 如中标供应商有下列情况之一的，采购人有权拒绝验收和支付款项，并依照处罚条款作出相应处罚： （1）提供的货物规格、技术标准、材料未达到其投标文件所承诺的，导
--	---

	致无法通过验收交付使用的； （2）提供的货物经查证无法得到生产厂家正规售后服务的； （3）提供的货物未经正规合法经销渠道的； （4）提供的货物侵犯了第三方合法权益而引发了纠纷或诉讼，导致无法按期交付使用的； （5）所交的货物品种、型号、规格、质量等不符合投标文件提供的技术数据，经实际测试发现不真实的。 （6）发现所提供的产品有弄虚作假的行为的。 16. 采购人有权委托第三方进行履约验收，履约验收费用由中标供应商支付。 17. 采购人应当在安装、调试完成且收到中标供应商验收申请后 7 个工作日内组织验收，10 个工作日内完成验收，如果有特殊情况无法完成验收的，书面向分管领导报告。验收合格后由采购人和中标供应商双方签署货物验收单并加盖双方单位公章，采购人和中标供应商双方各执一份。货物验收单只有单方签字的，需征得对方书面同意。 18. 采购人委托政府采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
核心产品	本项目核心产品为附件二“眼镜片采购清单”序号 7：1.56 非球面树脂镜片、序号 180：1.50 周边离焦树脂镜片、序号 194：1.56 多点离焦树脂镜片、序号 357：1.50 3D 内非树脂镜片、序号 380：1.591 点扩散近视控制技术镜片。
三、其他（非商务条款） 投标人结合自身能力及本项目采购需求提供以下内容 1. 实施方案。 2. 售后服务承诺。 3. 投标人或核心产品生产厂商具有的质量管理体系认证证书。 4. 自 2023 年 1 月 1 日以来投标人同类项目业绩[含镜架及镜片销售内容，以合同签订日期在时间内的合同原件扫描件为准（合同书中内容不得有任何涂改、遮挡，能清晰反映项目	

的名称、签订日期，提供用户名单及联系方式）]。

附件：产品技术参数要求

一、眼镜架采购清单

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
1	散瞳专用防护镜	副	TPEE+TAC 材质。适配医学验光散瞳后的儿童群体。可有效降低散瞳后孩童畏强光，畏眩晕等现象。有效阻挡风沙粉尘和有害光线对眼部的不适与伤害。符合 GB/T 10810.3-2025、GB/T 13511.1-2025 标准。镜架总长度 137—152mm，单个镜框长度 41—56mm，镜框高度 40—59mm，鼻梁长度 14—20mm，镜腿长度 118—152mm，前倾角 6-7。	全框	33
2	商务休闲板材镜架	副	板材+β 钛材质。适配 20 岁以上商务群体。冷加工制造，真空电镀，镜身精细，强度高，结实耐用。设计风格成熟稳重商务。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 138—153mm，单个镜框长度 51—58mm，镜框高度 41—50mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 148—152mm，前倾角参数 6-7°。	全框	199.2
3	功能型防护用太阳镜成镜	副	TR/合金镜架+偏光镜片。适配 18 岁以上患有光敏感或青光眼的人群。防强光、眩光、紫外线、频闪等，4 个不同镜片系列，细分人群的极致防护，减少阳光对眼睛的伤害。符合 GB 39552.1-2020 标准。镜架总长度 137—152mm，单个镜框长度 54—66mm，镜框高度 45—59mm，鼻梁长度 14—21mm，镜腿长度 136—148mm，前倾角参数 6-7°。	全框	100
4	设计师纯钛商务镜	副	纯钛材质。适配 30 岁以上对佩戴品质要求较高的群体。真空电镀工艺，超轻纯钛，不腐蚀皮肤，柔韧舒适，风格商务。符合 GB/T	全框、	394

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	架		14214-2019 标准。镜架总长度 130—140mm，单个镜框长度 47—52mm，镜框高度 38—46mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 140—145mm，前倾角 6-7° 。	半框	
5	淘气儿童专用经久耐用型镜架	副	采用优质硅胶材质。健康环保材质，达到食品级器械标准。适配 3-10 岁淘气活泼的儿童群体。弹性桩头，镜框镜腿可分离设计，镜腿具有超强的韧性和回弹性，孩童佩戴时不易损坏。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 91—120mm，单个镜框长度 38—49mm，镜框高度 27—35mm，鼻梁长度 14—16mm，镜腿长度 125—138mm，前倾角 6-7° 。	全框	118
6	淘气儿童专用安全设计型镜架	副	采用优质硅胶材质。安全健康柔软的儿童用材料，挂钩式脚套，可调式镜腿，安全固定绳带，符合儿童头部尺寸。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 90—114mm，单个镜框长度 45—52mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7° 。	全框	132
7	青少年硅胶组合镜架	副	TR90+硅胶材质。适配 10-16 岁青少年群体。皮肤接触面均为硅胶材质，同时配有防滑耳钩，安全不过敏，耐用不变形。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 123—137mm，单个镜框长度 45—49mm，镜框高度 32—41mm，鼻梁长度 14—17mm，镜腿长度 130—135mm，前倾角 6-7° 。	全框	104
8	学生常规 TR 镜架	副	TR90 材质。适配 10 岁以上中小學生群体。耐撞耐磨，摩擦系数低，佩戴轻便舒适。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 116—145mm，单个镜框长度 46—55mm，镜框高度 35—47mm，鼻梁长度 15—19mm，镜腿长度 139—152mm，前倾角 5-7° 。	全框	58
9	中高光度学生复古时尚 β 钛镜架	副	β 钛材质。适配 13-20 岁中高光度学生群体。镜架轻盈，佩戴无负担。IP 电镀高级感光泽。前框加厚，适配中高度数镜片，保护镜片不崩边。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 119—140mm，单个镜框长度 45—53mm，镜框高度 39—47mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 135—148mm，前倾角 6-8° 。	全框	165

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
10	常规商务型镜架（合金混合架）	副	合金混合材质。适配 20 岁以上成人人群。真空电镀工艺。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 128—146mm，单个镜框长度 48—57mm，镜框高度 31—45mm，鼻梁长度 16—18mm，镜腿长度 140—163mm，前倾角 6-7°。	全框、半框	88
11	学生时尚复古&常规合金镜架	副	合金材质。适配 12 岁以上学生群体。框形时尚复古，多处可调节，硅胶防滑鼻托，佩戴稳定，提升舒适感。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 125—144mm，单个镜框长度 45—52mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7°。	全框	75
12	敏感肤质儿童专用健康材质镜架	副	采用优质硅胶材质。健康环保材质，达到食品器械级标准，不易过敏。适配 6-12 岁肤质敏感的儿童群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 117—139mm，单个镜框长度 43—52mm，镜框高度 31—41mm，鼻梁长度 13—18mm，镜腿长度 130—138mm，前倾角 6-7°。	全框	71
13	淘气儿童专用经久耐用型镜架	副	采用优质硅胶材质。健康环保材质，达到食品器械级标准。适配 3-10 岁淘气活泼的儿童群体。弹性桩头，镜框镜腿可分离设计，镜腿具有超强的韧性和回弹性，孩童佩戴时不易损坏。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 91—120mm，单个镜框长度 38—49mm，镜框高度 27—35mm，鼻梁长度 14—16mm，镜腿长度 125—138mm，前倾角 6-7°。	全框	132
14	学生时尚复古常规合金镜架	副	合金材质。适配 12 岁以上学生群体。框形时尚复古，多处可调节，硅胶防滑鼻托，佩戴稳定，提升舒适感。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 125—144mm，单个镜框长度 45—52mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7°。	全框	75
15	淘气儿童专用安全设计型镜架	副	采用优质硅胶材质。安全健康柔软的儿童用材料，挂钩式脚套，可调式镜腿，安全固定绳带，符合儿童头部尺寸。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 90—114mm，单个镜框长度 45—52mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7°。	全框	123

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
16	常规 TR 系列	副	TR90 材质。适配 10 岁以上中小學生群体。耐撞耐磨，摩擦系数低，佩戴轻便舒适。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 116—145mm，单个镜框长度 46—55mm，镜框高度 35—47mm，鼻梁长度 15—19mm，镜腿长度 139—152mm，前倾角 5-7°。	全框	58
17	商务板材系列镜架	副	板材+β 钛材质。适配 20 岁以上商务群体。冷加工制造，真空电镀，镜身精细，强度高，结实耐用。设计风格成熟稳重商务。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 138—153mm，单个镜框长度 51—58mm，镜框高度 41—50mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 148—152mm，前倾角参数 6-7°。	全框	172
18	敏感肤质儿童专用健康材质镜架	副	采用优质硅胶材质。健康环保材质，达到食品器械级标准，不易过敏。适配 6-12 岁肤质敏感的儿童群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 117—139mm，单个镜框长度 43—52mm，镜框高度 31—41mm，鼻梁长度 13—18mm，镜腿长度 130—138mm，前倾角 6-7°。	全框	88
19	中高光度学生复古时尚 β 钛镜架	副	β 钛材质。适配 13-20 岁中高光度学生群体。镜架轻盈，佩戴无负担。IP 电镀高级感光泽。前框加厚，适配中高度数镜片，保护镜片不崩边。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 119—140mm，单个镜框长度 45—53mm，镜框高度 39—47mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 135—148mm，前倾角 6-8°。	全框	165
20	不等像矫正镜片专用镜架	副	β 钛&板材材质。适配 8-16 岁佩戴各类功能性镜片的青少年群体。前圈内侧加厚，稳固镜片。前倾角与弧形镜腿设计，契合面部轮廓，佩戴稳定不夹脸。特殊鼻托与夹片设计，有效阻挡紫外线。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 128—145mm，单个镜框长度 45—51mm，镜框高度 40—42mm，鼻梁长度 16—18mm，镜腿长度 142—145mm，前倾角 5-7°。	全框	175
21	学生舒适久戴型肌肤漆镜架	副	G870+硅胶材质。适配 12 岁以上学生群体。如婴儿般丝滑触感的肌肤漆涂层，细腻柔滑，亲肤抑菌，久戴不累。3 种鼻托和脚套可调节替换。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 118—130mm，单个镜框长度 45—51mm，镜框高度 33—40mm，鼻梁长度 16—17mm，镜腿长度 136—140mm，前倾角 6-7°。	全框	122

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
22	TR 架	副	TR 材质，适配青少年群体。具有超柔韧性，耐撞、耐磨、耐擦系数低等特点，能有效防止在运动中镜架断裂，降低摩擦对肌肤的伤害。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	65
23	TR 架	副	TR 材质，适配青少年群体。具有超柔韧性，耐撞、耐磨、耐擦系数低等特点，搭配柔软可调鼻托，减少鼻梁的摩擦力。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	59
24	TR 架	副	硅胶和 TR 材质，适配儿童及青少年群体。优质硅胶镜腿，防过敏，不易变形，材料环保安全，相比传统镜架舒适感更好，儿童系列每副镜架搭配同色系耳钩，防止佩戴时滑落。此外该系列镜架分为可调节鼻托和一体注塑鼻托，能满足不同客户的需求。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	70
25	TR 架	副	TR 材质，适配 1-12 岁儿童群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 46—50mm，镜框高度 32—45mm，鼻梁长度 15—19mm，镜腿长度 136—150mm，前倾角 5-7°。	全框	58
26	TR 镜架	副	TR 材质，适配 8-18 岁学生群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 116—145mm，单个镜框长度 46—55mm，镜框高度 35-47，鼻梁长度 15—19mm，镜腿长度 139—152mm，前倾角 5-7°。	全框	58
27	TR 系列镜架	副	1. 重量轻，是板材框重量的一半，占普通 TR 重量的 85%，减少鼻梁、耳朵负担，长期佩戴舒适。色彩鲜艳。2. 比普通塑料框架色彩更鲜艳。耐撞击：耐撞击效果是一般 TR 材质的 2 倍以上，有效防止在运动中因撞击而对眼睛产生伤害。3. 耐高温短时间内可耐 350 度高温，材质不易熔化和燃烧，镜架不易变形变色，使镜架佩戴更持久。4. 安全无化学残留物释放，食品级材质。5. 要求符合 GB/T 14214-2019 标准。6. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 44—51mm，镜框高度 30—42mm，鼻梁长度 14—17mm，镜腿长度 132—140mm，前倾角 5-7°。	全框	58

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
28	离焦专用镜架	副	采用高性能聚酰胺材质。适配 5-15 岁佩戴离焦镜片的青少年群体。可调镜腿，精准定位，款式时尚，材料通透靓丽，不伤皮肤，不易变形。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 125—144mm，单个镜框长度 45—50mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7°。	全框	488
29	β 钛架	副	β 钛材质，适配青少年及成人人群。镜框通常采用镍合金和 β 钛等质轻、强韧耐用的材料制成，真空电镀，不易掉色，光泽性好，韧性强。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	157
30	β 钛系列镜架	副	1. 定制配件，抛弧形脚丝，带垫片开合顺畅，佩戴舒适，采用标准 S 型酒杯+圆弧鼻托。2. 是渐进镜片的最佳选择，采用 IP 电镀，镀层牢固，颜色亮丽；特定设计的圆头脚套，童趣盎然，佩戴更舒服。3. 要求符合 GB/T 14214-2019 标准。4. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 44—53mm，镜框高度 39—50mm，鼻梁长度 14—18mm，镜腿长度 125—145mm，前倾角 5-7°。	全框	165
31	板材防蓝光镜架	副	板材材质。适配 20 岁以上商务成人人群。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 138—153mm，单个镜框长度 51—58mm，镜框高度 41—50mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 148—152mm，前倾角 6-7。	全框	65
32	半钛架	副	半钛材质，适合成人及商务人士群体。钛是一种纯金属，韧度高，无磁性反应，重量较一般金属轻，相比传统镜架更轻盈，韧性更好。现产品大部分已采用真空电镀，不易掉漆，不易氧化，色泽更好。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	173
33	纯钛架	副	纯钛材质，适合成人及商务人士群体。材质高端，也是眼镜材质中最轻的，韧性好，耐腐蚀。该系列全部采用真空电镀，抗氧化，防过敏，不易掉色。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	392
34	纯钛架	副	纯钛材质，适合商务人士群体。纯钛的材质具有轻、韧、耐腐蚀的特性，更符合追求品质的人群。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜	全框	343

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。		
35	纯钛镜架	副	纯钛材质。适配 30 岁以上对佩戴品质要求较高的群体。真空电镀工艺，超轻纯钛，不腐蚀皮肤，柔韧舒适，风格商务。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 130—140mm，单个镜框长度 47—52mm，镜框高度 38—46mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 140—145mm，前倾角 6-7°。	全框、半框	380
36	纯钛镜架	副	纯钛材质，真空电镀工艺，适配 35 岁以上高品质需求群体，轻巧舒适。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 130—140mm，单个镜框长度 47—52mm，镜框高度 38—46mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 140—145mm，前倾角 6-7°。	全框	329
37	儿童全硅胶镜架	副	硅胶材质，适合儿童群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 91—120mm，单个镜框长度 39—52mm，镜框高度 28—43mm，鼻梁长度 13—16mm，镜腿长度 133—142mm，前倾角 6-7°。	全框	142
38	复古金属镜架	副	合金材质，适配 12 岁以上学生群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 125—144mm，单个镜框长度 46—53mm，镜框高度 36—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7°。	全框	78
39	复古金属镜架	副	金属材质，适配青少年及成人。采用铝合金、不锈钢等质轻、强韧耐用的金属材料制成，相较于塑料或其他材质的眼镜框，具有更轻便、透气、舒适的特点。该系列搭配上有韧性、有弧度的镜腿后，整体佩戴舒适感更强。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	75
40	复古金属镜架	副	金属材质，适配青少年学生及成人。采用合金等质轻、强韧耐用的金属材料制成，相较于塑料或其他材质的眼镜框，具有更轻便、透气、舒适的特点。该系列搭配上有韧性、有弧度的镜腿后，整体佩戴舒适感更强。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	75

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
41	高端纯钛商务镜架	副	纯钛材质。适配 30 岁以上对佩戴品质要求较高的群体。真空电镀工艺，超轻纯钛，不腐蚀皮肤，柔韧舒适，风格商务。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 130—140mm，单个镜框长度 47—52mm，镜框高度 38—46mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 140—145mm，前倾角 6-7°。	全框、半框	386
42	硅胶架	副	硅胶材质，适合儿童及青少年群体。高性能 TR 材料，有更高的稳定性，更高的刚性和更高的弹性，可以让脚丝实现超薄设计，框型也可以更轻便；韩国品质，镜面效果，不喷漆环保安全；材料有更好的抗酒精腐蚀性；人体工程学设计和 TR 硅胶双重材料应用，安全舒适符合大多数孩子鼻型的佩戴，鼻托结构稳定不易损坏，锁螺丝结构方便更换。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	96.03
43	硅胶镜架	副	硅胶材质，环保材质达到食品机械级标准。适配 8-18 岁淘气活泼的儿童青少年群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 90—144mm，单个镜框长度 38—49mm，镜框高度 27—35mm，鼻梁长度 14—16mm，镜腿长度 138—148mm，前倾角 6-7°。	全框	71
44	硅胶系列镜架	副	1. 通体硅胶和 TR 材质双面拼合而成，TR 材质的质感轻柔，新时代纳米耐脏硅胶材质的亲肤安全舒适。2. 镜架优化结构，达到舒适稳定的佩戴体验。3. 硅胶鼻托柔韧性好，垫高的高位软性设计，适合儿童娇嫩的鼻梁。镜腿尾端软性耳钩，可随意调整，不滑落，更安全。4. 符合 GB/T 14214-2019 标准。5. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 38—51mm，镜框高度 29—37mm，鼻梁长度 14—17mm，镜腿长度 132—140mm，前倾角 5-7°。	全框	96.03
45	国中系列镜架	副	1. 可拆卸鼻托，可调整鼻托，佩戴柔软，舒适，不下滑，色彩漂亮，颜色纯正，很有品位，适合配离焦镜片。2. 要求符合 GB/T 14214-2019 标准。3. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 45—53mm，镜框高度 31—43mm，鼻梁长度 14—18mm，镜腿长度 130—143mm，前倾角 5-7°。	全框	124

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
46	合金架	副	金属材质，适配青少年群体。系列产品颜色丰富，价格适中，总体性价比很高。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	104
47	合金架	副	金属材质，适配青少年及成人。采用铝合金、不锈钢等质轻、强韧耐用的金属材料制成，相较于塑料或其他材质的眼镜框，具有更轻便、透气、舒适的特点。该系列搭配上有韧性、有弧度的镜腿后，整体佩戴舒适感更强。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	75
48	活泼爱动儿童系列镜架	副	1. 依据专业数据设计的中梁高度，符合高性能镜片的装配，不同部位不同材料结合。2. 让佩戴舒适稳定，就像妈妈的怀抱，安全温暖。3. 小小童最齐全的尺码，每副配有耳钩挂绳，保证不滑落弱视、先天性白内障等婴童病理型专用眼镜。4. 符合 GB/T 14214-2019 标准。5. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 39—51mm，镜框高度 31—40mm，鼻梁长度 14—17mm，镜腿长度 136—140mm，前倾角 5-7°。	全框	116
49	青少年软托系列镜架	副	1. 根据亚洲鼻型设计的一体式软鼻托，适合长时间佩戴，抛弧形镜腿设计不夹脸，不变形，不滑落。2. 优质原材料，不同部位不同材料结合，达到最佳佩戴效果。3. 要求符合 GB/T 14214-2019 标准。4. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 44—56mm，镜框高度 30—46mm，鼻梁长度 14—19mm，镜腿长度 132—148mm，前倾角 5-7°。	全框	198
50	精品钛镜架	副	纯钛材质，真空电镀工艺，适配学生群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 130—140mm，单个镜框长度 47—52mm，镜框高度 38—46mm，鼻梁长度 17—19mm，镜腿长度 140—145mm，前倾角 6-7°。	全框	404
51	老花镜架	副	金属材质，适合中老年老花镜专用，款式多样，售后无忧。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架标有单个镜框长度，鼻梁长度，镜腿长度。	全框	38

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
52	青少年硅胶系列镜架	副	1. 不下滑又好看，佩戴不变形，镜腿可调长短不需耳钩，中梁三个空位可调，中心位很准，气垫连体鼻托。2. 镜架中梁高度，符合高性能镜片的装配，硅胶加 TR 两种材质结合，结构进一步优化，软胶鼻托，镜腿尾部有软针，可随意调整，不滑落，更贴合，多种颜色可选。3. 要求符合 GB/T 14214-2019 标准。4. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 40—56mm，镜框高度 30—46mm，鼻梁长度 14—19mm，镜腿长度 132—148mm，前倾角 5-7°。	全框	96.03
53	青少年镜架	副	硅胶+TR 材质。适配青少年群体。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 123—137mm，单个镜框长度 45—52mm 镜框高度 32—41mm，鼻梁长度 14—17mm，镜腿长度 138—145mm，前倾角 6-7°。	全框	75
54	青少年镜片防控镜片专用纯钛镜架	副	纯钛材质。适配 5-15 岁佩戴离焦镜片的青少年群体。可调镜腿，精准定位，款式时尚，材料通透靓丽，不伤皮肤，不易变形。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 125—144mm，单个镜框长度 45—50mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7°。	全框	688
55	青少年防控镜片专用合金镜架	副	合金材质。适配 5-15 岁佩戴离焦镜片的青少年群体。可调镜腿，精准定位，款式时尚，材料通透靓丽，不伤皮肤，不易变形。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 125—144mm，单个镜框长度 45—50mm，镜框高度 37—49mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 140—148mm，前倾角 5-7°。	全框	588
56	轻运动系列镜架	副	1. 根据亚洲鼻型设计的一体式软鼻托，适合长时间佩戴，抛弧形镜腿设计不夹脸，不变形，不滑落。2. 优质原材料，不同部位不同材料结合，达到最佳佩戴效果。3. 要求符合 GB/T 14214-2019 标准。4. 镜架总长度 116—140mm，单个镜框长度 44—56mm，镜框高度 30—46mm，鼻梁长度 14—19mm，镜腿长度 132—148mm，前倾角 5-7°。	全框	488
57	商务金属镜架	副	合金材质，无镍电镀。适配 20 岁以上商务人群。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 128—146mm，单个镜框长度 49—57mm，	全框	162

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			镜框高度 31—45mm，鼻梁长度 16—18mm，镜腿长度 140—163mm，前倾角 6-7°。		
58	时尚金属镜架	副	合金材质，无镍电镀。适配 12 岁以上青少年。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 128—146mm，单个镜框长度 49—57mm， 镜框高度 31—45mm，鼻梁长度 16—18mm，镜腿长度 140—163mm，前倾角 6-7°。	全框	162
59	钛镜架	副	β 钛材质。真空电镀工艺，适配青少年学生和商务成人团体，符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 119—140mm，单个镜框长度 45—55mm， 镜框高度 39—47mm，鼻梁长度 16—20mm，镜腿长度 135—148mm，前倾角 6-8°。	全框	252
60	运动镜架	副	采用优质硅胶材质，环保材质达到食品器械级标准。适配 8-18 岁淘气活泼儿童青少年群体。解决孩童打闹暴力脱镜时腿部划过面部带来的安全隐患。符合 GB/T 14214-2019 标准。镜架总长度 90—144mm，单个镜框长度 38—49mm， 镜框高度 27—35mm，鼻梁长度 14—16mm，镜腿长度 125—138mm，前倾角 6-7°。	全框	110

二、眼镜片采购清单

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
1	1.50 高清球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+3.00~-3.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	37.91
2	1.50 高清球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二，光度范围：球镜+8.00~-12.00，柱镜-0.00~-4.00，联合光度+8.00（-12.00）	定做	43.32
3	1.56 高清非球抗冲击安全树脂镜片	片	一、性能特点：1.采用多层镀膜结构，包含了加硬膜、超级减反射膜及清洁膜，同时具有抗静电功能，为镜片提供全方位的保护。2.防水和防油镀膜呈现极强的水珠效应，液体和灰尘会从镜片滴落或掉落，镜片沾到污垢时的清洁和保养工作也会变得更为容易，能有效简化清洁工作。3.宽带减反射镀膜可消除刺眼的眩光和反光，4.洁净镀膜防水、防污、防油。5.超级滤光多层膜：多层结构，透明度好。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	54
4	1.56 高清非球抗冲击安全树脂镜片	片	一、性能特点：1.采用多层镀膜结构，包含了加硬膜、超级减反射膜及清洁膜，同时具有抗静电功能，为镜片提供全方位的保护。2.防水和防油镀膜呈现极强的水珠效应，液体和灰尘会从镜片滴落或掉落，镜片沾上污垢时的清洁和保养工作也会变得更为容易，能有效简化清洁工作。3.宽带减反射镀膜可消除刺眼的眩光和反光；4.洁净镀膜防水、防污、防油。5.超级滤光多层膜：多层结构，	定做	99.28

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			透明度好。二、光度范围：球镜+6.00~-24.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+6.00（-24.00）		
5	1.56 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和清晰的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片实现良好成像的重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	33
6	1.56 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+10.00~-16.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+10.00（-16.00）	定做	40.61
7	1.56 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.采用非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和清晰的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00，联合光度+6.00	现片	43
8	1.56 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+10.00~-16.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+10.00（-16.00）	定做	59
9	1.60 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.50~-2.00	现片	56.86

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
10	1.60 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-18.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-18.00）	定做	72.2
11	1.60 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.50~-2.00	现片	55
12	1.60 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-18.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-18.00）	定做	85.74
13	1.67 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜 0.00~+6.00，-3.00~-12.00，柱镜-0.00~-2.00，球镜-12.00~-15.00	现片	99
14	1.67 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-20.00）	定做	153.43
15	1.71 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜	现片	150

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	片		片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜-3.00~-10.00，柱镜-0.50~-2.00，球镜-10.50~-15.00		
16	1.71 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-20.00）	定做	234.65
17	1.50 高清非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。2. 符合国标要求。3. 膜层特性：具有 360° 全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术。4. 双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。二、光度范围：球镜+4.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	64.98
18	1.50 高清非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。2. 符合国标要求。3. 膜层特性：3. 具有 360° 全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术。4. 双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00，联合光度+6.00（-10.00）	定做	83
19	1.60 高抗冲击非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.50~-2.00。三、阿贝数约 40，色散系数低。	现片	65.25
20	1.60 高抗冲击非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层	定做	102

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-20.00）。4.阿贝数约40，色散系数低。		
21	1.67 高折射率非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。光度范围：球镜-3.00~-12.00，球镜+0.00~+6.00 柱镜-0.00~-2.00，球镜-12.50~-15.00，柱镜：无。4.阿贝数约 32，色散系数低	现片	110.5
22	1.67 高折射率非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-20.00）。三、阿贝数约 32，色散系数低	定做	171.48
23	1.74 高清非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.库存片采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜-3.00~-12.00，柱镜-0.00~-2.00，球镜-12.50~-15.00，柱镜：无	现片	234
24	1.74 高清非球面树脂镜片	片	一性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一个重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00，联合光度+9.00（-20.00）	定做	496.38

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
25	1.56 美薄抗辐射树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2 更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+0.00~+6.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	40.5
26	1.56 美薄抗辐射树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2 更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+0.00~+13.50，柱镜-0.00~-6.00 联合光度+10.00	定做	59
27	1.60 美薄抗辐射树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 提供更自然的视觉效果，并保护眼睛免受伤害，有利于眼睛在防蓝光保护的同时得到清晰自然的视野。2 更高的透光率，减少偏色程度，降低蓝光辐射。树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+0.00~+13.50，柱镜-0.00~-6.00 联合光度+10.00	定做	103
28	1.56 双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50~+17.00，柱镜-0.25~-6.00 联合光度+17.00	定做	137
29	1.56 防蓝光双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50~+17.00，柱镜-0.25~-6.00 联合光度+17.00	定做	145
30	1.56 变色双面复合	片	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，	定做	175

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	老视树脂镜片		看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+0.50~+17.00，柱镜-0.25~-6.00 联合光度+17.00		
31	1.60 双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50~+18.00，柱镜-0.25~-6.00 联合光度+19.00	定做	157.94
32	1.60 防蓝光双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适、美观！二、光度范围：球镜+0.50~+18.00，柱镜-0.25~-6.00 联合光度+19.00	定做	181.4
33	1.60 变色双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，表面加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+0.50~+18.00，柱镜-0.25~-6.00 联合光度+19.00	定做	245
34	1.60 高抗冲击双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50~+20.00，柱镜-0.25~-6.00 联合光度+20.00。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	205.32
35	1.60 高抗冲击防蓝光双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50~+20.00，柱镜-0.25~-6.00 联合光度+20.00。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	221.11
36	1.67 高折射率双面	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视	定做	244.44

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	复合老视树脂镜片		镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00。三、阿贝数约 32，色散系数低。		
37	1.67 高折射率防蓝光双面复合老视树脂镜片	片	一、性能特点：双面复合锐薄远视系列最大优点在于薄、极致的薄。相同折射率、相同光度的双面复合锐薄远视镜片要比普通远视镜片薄 1/2，重量也会轻 1/2，使佩戴者毫无压迫感，让佩戴更舒适，美观！二、光度范围：球镜+0.50～+20.00，柱镜-0.25～-6.00 联合光度+20.00。三、阿贝数约 32，色散系数低。	定做	273.54
38	1.56 双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更加顺畅，二、光度范围：球镜+5.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	191
39	1.56 防蓝光双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下加光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+5.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	216
40	1.56 变色双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更加顺畅，二、光度范围：球镜+5.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	276.17
41	1.60 双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更加顺畅，光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	254.625
42	1.60 防蓝光双面复	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合	定做	276.17

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	合内渐进树脂镜片		用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00		
43	1.60 变色双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更加顺畅，二、光度范围：球镜+6.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00	定做	360
44	1.60 高抗冲击双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更加顺畅，二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	312.9
45	1.60 高抗冲击防蓝光双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下加光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	339.34
46	1.67 高折射率双面复合内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：双眼验光处方平衡技术，优化左右眼验光处方差异，左右视网膜图像可在大脑精准重叠，从远到近视觉切换更加顺畅，二、光度范围：球镜+8.00～-8.00，柱镜-0.25～-4.00。三、阿贝数约 32，色散系数低。	定做	385.6
47	1.67 高折射率防蓝光	片	一、性能特点： 1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下加光区域，符合	定做	413.6

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	光双面复合内渐进树脂镜片		用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.25~-4.00。三、阿贝数约 32，色散系数低。		
48	1.56 基变树脂镜片	片	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	73
49	1.56 基变树脂镜片	片	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+10.00~-18.00，柱镜-0.00~-6.00 联合光度+10.00（-18.00）	定做	118.5
50	1.56 全天候驾驶树脂镜片	片	一、性能特点：1. 在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。二、光度范围：球镜 0.00，柱镜 0.00	平光	96.5
51	1.56 全天候驾驶树脂镜片	片	一、性能特点：1. 在雨天、阴天、黄昏或夜晚驾驶时，能快速识别物体。2. 减少路面强光造成的不适应，瞳孔光感平衡设计，在弱光环境下体验舒适视觉，驾驶型渐进快转换，准确看清道路、仪表盘、后视镜和侧视镜。3. 膜层特性：超硬耐磨、易清洁、防静电。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度-14.00	定做	189
52	1.56 非球面膜变树脂镜片	片	一、性能特点：1. 非球面。2. 阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3. 保障佩戴者的安全及视力不受损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4. 室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、	现片	129.96

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。二、光度范围：球镜 0.00~-6.00，柱镜 -0.00~-2.00		
53	1.56 非球面膜变树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面。2.阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3.保障佩戴者的安全及视力不受损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4.室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5.膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16层镀膜。二、光度范围：球镜+7.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+7.00(-10.00)	定做	216
54	1.50 偏光树脂镜片（灰、茶、绿）	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1. 镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2. 镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色二、光度范围：球镜 0.00~-8.00，柱镜 0.00~-2.00 联合光度-8.00	定做	75
55	1.56 偏光树脂镜片（灰、茶、绿）	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1. 镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2. 镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色。二、光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜 0.00~-2.00，联合光度+4.00(-10.00)	定做	150
56	1.60 偏光树脂镜片（灰、茶、绿）	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1. 镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2. 镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色。二、光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜 0.00~-2.00，联合光度+4.00(-10.00)	定做	492
57	1.50 炫彩偏光树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1. 镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2. 镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 舒	定做	144.4

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色。二、光度范围：球镜-0.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00 联合光度-6.00		
58	1.50 太阳镜染色树脂镜片	片	一、性能特点：近视太阳镜，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜 0.00~-6.00，柱镜 0.00~-4.00 联合光度-10.00	定做	102
59	1.56 太阳镜染色树脂镜片	片	一、性能特点：近视太阳镜，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜 0.00~-8.00，柱镜 0.00~-4.00 联合光度-12.00	定做	127
60	1.60 太阳镜染色树脂镜片	片	一、性能特点：近视太阳镜，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜 0.00~-10.00，柱镜 0.00~-4.00 联合光度-14.00	定做	192
61	1.56 双抗减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00	现片	43.32
62	1.56 双抗减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+2.00（-10.00）	定做	72
63	1.56 超韧减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1.纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2.中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+2.00（-10.00）	定做	101.98
64	1.60 高抗冲击减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1.纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2.中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+2.00（-10.00）。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	153.43

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
65	1.56 变色减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：遇紫外线变色，双重技术，后面表加工技术提高了佩戴舒适性，膜层易洁双面防紫外线，同一镜片提供两个区域，看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适。二、光度范围：球镜+2.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+2.00（-10.00）	定做	192
66	1.56 防蓝光非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2.镜片锐薄、成像高清。3.非球面。4.膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜 -0.00~-2.00	现片	65.25
67	1.56 防蓝光非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2.镜片锐薄、成像高清。3.非球面。4.膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜 0.00~-4.00，联合光度+8.00（-12.00）	定做	111
68	1.60 高抗冲击防蓝光非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2.镜片锐薄、成像高清。3.非球面。4.膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜 0.00~-8.00，柱镜 0.00~-2.00。三、阿贝数约 40，色散系数低。	现片	119.13
69	1.60 高抗冲击防蓝光非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2.镜片锐薄、成像高清。3.非球面。4.膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜+8.00~-20.00，柱镜 0.00~-6.00，联合光度+8.00（-20.00）。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	186
70	1.67 防蓝光非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2.镜片锐薄、成像高清。3.非球面。4.膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜 0.00~-10.00，柱镜 0.00~-2.00	现片	129
71	1.67 防蓝光非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。2.镜片锐薄、成像高清。3.非球面。4.膜层特性：防蓝光膜层。二、光度范围：球镜+8.00~-18.00，柱镜 0.00~-6.00，联合光度+8.00（-16.00）	定做	235
72	1.56 防蓝光减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 镜片度数的变化不会产生像跳，外观和普通单光镜片一样，不存在明显分界线。2. 采用视区优化，减轻眼部压力，不断加大远、中、近三个区域的视野范围，左右两边盲区小。3. 贴合眼球的自然转动。4. 一副镜片看远看近，捕捉真实细节，远用	定做	144

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			区舒适，轻松看远看近，中区优化，无需转动头部，快速找到焦点，提供宽大近用视区，适合阅读。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜 0.00~-4.00，联合光度+6.00（-10.00）		
73	1.56 防蓝光青少年渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜 0.00~-4.00，联合光度+6.00（-10.00）	定做	155.69
74	1.56 防蓝光中老年渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据中老年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使中老年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合中老年户外活动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，使中老年长期佩戴使用产品时养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜 0.00~-4.00，联合光度+6.00（-8.00）	定做	157
75	1.56 防蓝光内渐进减疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下架光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜 0.00~-4.00，联合光度+6.00（-10.00）	定做	215
76	1.56 防蓝光内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电，防蓝光。二、光度范围：球镜+6.00~-	定做	191

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			-8.00，柱镜 0.00~-4.00，联合光度+6.00（-8.00）		
77	1.60 多功能全焦树脂镜片	片	一、性能特点：有效减缓近视度数加深。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜 -0.00~-2.00	现片	126
78	1.60 多功能全焦树脂镜片	片	一、性能特点：有效减缓近视度数加深。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜 -0.00~-4.00 联合光度-10.00	定做	153.43
79	1.50 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-1.00~-4.00	现片	132
80	1.50 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00 联合光度-6.00	定做	142.59
81	1.56 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-1.00~-4.00	现片	147
82	1.56 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00 联合光度-6.00	定做	157.14
83	1.60 周边离焦树脂	片	一、性能特点：1. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍，通过镜片中心光度区域的物体清	定做	237

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	镜片		晰成像在视网膜上，而且通过镜片周边区域的物体成像在视网膜上或前方，抑制儿童眼轴变长，延缓近视发展速度。防蓝光侵害。 2.膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00 联合光度-8.00		
84	1.50 数码变焦树脂镜片	片	一、性能特点：1.采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2.通道可装配各种款式大小的镜框。3.镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+4.00.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	43.87
85	1.50 数码变焦树脂镜片	片	一、性能特点：1.采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2.通道可装配各种款式大小的镜框。3.镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	117
86	1.60 高抗冲击数码变焦树脂镜片	片	一、性能特点：1.采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2.通道可装配各种款式大小的镜框。3.镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00。三、阿贝数约 40，色散系数低。	现片	92.06
87	1.60 高抗冲击数码变焦树脂镜片	片	一、性能特点：1.采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2.通道可装配各种款式大小的镜框。3.镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+8.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	192
88	1.60 高抗冲击 Plus	片	一、性能特点：1.采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区	现片	99

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	数码变焦树脂镜片		以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。3. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00。三、阿贝数约 40，色散系数低。		
89	1.60 高抗冲击 Plus 数码变焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。3. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-6.00。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	237
90	1.59PC 双面复合多点微透镜片定制	片	一、性能特点：1. 数控多点研磨设计，针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2. 美观、耐磨耐用 3. 清晰视域更为广阔，佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	469
91	1.59PC 防蓝光双面复合多点微透镜片定制	片	一、性能特点：1. 数控多点研磨设计，针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2. 美观、耐磨耐用 3. 清晰视域更为广阔，佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。5. 防蓝光。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	521
92	1.50 高清青少年渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+4.00（-8.00）	定做	80
93	1.56 青少年渐进树	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合	现片	98

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	脂镜片		用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00 ADD+1.50/+1.75		
94	1.56 青少年渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）	定做	112.81
95	1.60 青少年渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）	定做	165.6
96	1.56 变色青少年渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片，短过渡通道，使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域，符合用眼习惯。2 宽阔的远用光区，符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3 容易适应的边缘像散，促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品，养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）	定做	249.55
97	1.50 高清渐进树脂片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度 。3. 树脂镜片，膜层防水、	定做	186.37

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	镜片		防污、坚硬耐磨。 二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）		
98	1.56 渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）	定做	128.04
99	1.60 高抗冲击渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	281.13
100	1.56 变色渐进树脂镜片	片	一、性能特点： 非球面变色，轻松适应，首次尝试佩戴渐进镜片的人群，为亚洲佩戴者设计，改善对比度，视力清晰度和视觉范围，缓解眼睛紧张。左右眼非对称设计，确保视线远近切换时的自然过渡，提供更为宽广的视野范围。可根据年龄快速确定下加光度，轻松选择，快速适应。高能蓝光过滤系统，阻隔有害蓝光，透过有益蓝光，视觉聚焦优化，光度优化，缓解看近时眼部力量，蓝洁UV 膜，双面紫外线防护。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）	定做	342
101	1.50 高清内表面渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、 光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）	定做	240
102	1.56 内表面渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）	定做	282
103	1.60 高抗冲击内表面渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、光度范围：球镜+10.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+10.00（-10.00）。三、阿贝数约 40，色散系	定做	327

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			数低。		
104	1.67 内表面渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+8.00（-10.00）	定做	317.19
105	1.56 变色内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：非球面变色，轻松适应，首次尝试佩戴渐进镜片的人群，为亚洲佩戴者设计，改善对比度，视力清晰度和视觉范围，缓解眼睛紧张。左右眼非对称设计，确保视线远近切换时的自然过渡，提供更为宽广的视野范围。可根据年龄快速确定下加光度，轻松选择，快速适应。高能蓝光过滤系统，阻隔有害蓝光，透过有益蓝光，视觉聚焦优化，光度优化，缓解看近时眼部力量，蓝洁UV膜，双面紫外线防护二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）	定做	237
106	1.60 高抗冲击变色内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：非球面变色，轻松适应，首次尝试佩戴渐进镜片的人群，为亚洲佩戴者设计，改善对比度，视力清晰度和视觉范围，缓解眼睛紧张。左右眼非对称设计，确保视线远近切换时的自然过渡，提供更为宽广的视野范围。可根据年龄快速确定下加光度，轻松选择，快速适应。高能蓝光过滤系统，阻隔有害蓝光，透过有益蓝光，视觉聚焦优化，光度优化，缓解看近时眼部力量，蓝洁UV膜，双面紫外线防护二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	612.8
107	1.56 智能办公渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜-0.00~-5.50	现片	166.5
108	1.56 智能办公渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-9.50）	定做	205

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
109	1.60 智能办公渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）	定做	218
110	1.67 智能办公渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-10.00）	定做	432
111	1.50 圆顶\平顶双光树脂镜片	片	1. 采用 1.55 折射率的树脂材料制成，镜片外观靓丽。2. 镜片镀有高性能的减反射膜层，使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3. 洁净镀膜防水、防污、防油。4. 适用于初次佩戴渐进镜片者，比传统的双光镜片更美观，佩戴体验更好。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+4.00（-10.00）	定做	67.69
112	1.56 圆顶\平顶双光树脂镜片	片	1. 采用 1.55 折射率的树脂材料制成，镜片外观靓丽。2. 镜片镀有高性能的减反射膜层，使得镜片的透光率和耐磨性等均达到优良品质。3. 洁净镀膜防水、防污、防油。4. 适用于初次佩戴渐进镜片者，比传统的双光镜片更美观，佩戴体验更好。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+4.00（-10.00）	定做	117
113	1.56 帽子镜	片	一、性能特点：视野优化，佩戴者可以享受宽广清晰的视觉，充足的阅读区域，宽广的远近视野，而不受镜架的限制，双眼视觉也会保持非常稳定的视觉状态此外，杰出的双眼平衡设计，能够快速、清楚地识别。二、光度范围：球镜+6.50~+22.00，柱镜-0.00~+6.00 联合光度+26.00	定做	75.81
114	1.60 帽子镜	片	一、性能特点：视野优化，佩戴者可以享受宽广清晰的视觉，充足的阅读区域，宽广的远近视野，而不受镜架的限制，双眼视觉也会保持非常稳定的视觉状态此外，杰出的双眼平衡设计，能够快速、清楚地识别。二、光度范围：球镜+15.00~+28.00，柱镜-0.00~+6.00 联合光度+34.00	定做	296.92

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
115	1.50 弱视矫正树脂镜片	片	一、性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+2.75，柱镜+0.00~+2.00	现片	48
116	1.50 弱视矫正树脂镜片	片	一、性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+6.00，柱镜+0.00~+6.00 联合光度+8.00	定做	63.18
117	1.56 弱视矫正树脂镜片	片	一、性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+4.00，柱镜+0.00~+2.00	现片	74
118	1.56 弱视矫正树脂镜片	片	一、性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+6.00，柱镜+0.00~+6.00 联合光度+8.00	定做	113
119	1.60 弱视矫正树脂镜片	片	一、性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+8.00，柱镜+0.00~+6.00 联合光度+12.00	定做	142
120	1.67 弱视矫正树脂镜片	片	一、性能特点：能有效矫正青少年儿童斜视、弱视的缺陷。二、光度范围：球镜+0.00~+8.00，柱镜+0.00~+6.00 联合光度+12.00	定做	202.16
121	1.56 不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1.防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2.通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3.解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4.减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。 二、光度范围：球镜+6.00~+8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-8.00）	定做	252
122	1.56 防蓝光不等像	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1.防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2.通过镜片弯度和厚度	定做	288.09

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	矫正树脂镜片		来改变成像效果 3. 解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4. 减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。 二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-8.00）		
123	1.60 高抗冲击不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1. 防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2. 通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3. 解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4. 减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、光度范围：球镜+6.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-14.00）。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	305
124	1.60 高抗冲击防蓝光不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1. 防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2. 通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3. 解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4. 减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、光度范围：球镜+6.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-14.00）。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	312.72
125	1.67 高折射率不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1. 防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2. 通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3. 解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4. 减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+10.00（-16.00）。三、阿贝数约 32，色散系数低。	定做	389.88
126	1.67 高折射率防蓝光不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1. 防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2. 通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3. 解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4. 减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。二、光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+10.00（-16.00）。三、阿贝数约 32，色散系数低。	定做	574
127	1.74 超高折射率不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1. 防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2. 通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3. 解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4. 减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。 二、光度范围：球镜	定做	597

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+10.00（-16.00）。三、阿贝数约 33，色散系数低。		
128	1.74 超高折射率防蓝光不等像矫正树脂镜片	片	一、性能特点：设计原理：非球面设计、防辐射、融像设计 1.防止弱视、斜视、视力低下、眼疼、眼疲劳等 2.通过镜片弯度和厚度来改变成像效果 3.解决患者视物不等像，视物舒适度大大提高 4.减缓度数增长 适合人群：屈光不正人群。 二、光度范围：球镜+10.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+10.00（-16.00）。三、阿贝数约 33，色散系数低。	定做	750
129	1.56 数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。	定做	265
130	1.56 防蓝光数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：防蓝光款可过滤 415-455nm 有害蓝光（透光率<15%），绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。	定做	312.72
131	1.60 高抗冲击数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	407.48
132	1.60 高抗冲击防蓝光数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：防蓝光款可过滤 415-455nm 有害蓝光（透光率<15%），绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。阿贝数约 40，	定做	454.86

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			色散系数低。		
133	1.67 高折射率数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。阿贝数约 32，色散系数低。	定做	518.04
134	1.67 高折射率防蓝光数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：防蓝光款可过滤 415-455nm 有害蓝光（透光率<15%），绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。阿贝数约 32，色散系数低。	定做	565.42
135	1.74 超高折射率数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。。阿贝数约 33，色散系数低。	定做	739.15
136	1.74 超高折射率防蓝光数码抗疲劳不等像矫正树脂镜片	片	数码抗疲劳不等像矫正镜片核心技术：下加光分区设计（ADD+0.50D~+1.00D），近用区降低调节需求 30%，缓解睫状肌痉挛。性能优势：双面复合镀膜：防蓝光款可过滤 415-455nm 有害蓝光（透光率<15%），绿膜款硬度达 6H（耐磨抗刮）。动态波前优化：减少斜视散光偏差，适配手机/平板多角度用眼。适用场景：程序员、学生等长期近距离用眼群体，屈光参差合并视疲劳者。阿贝数约 33，色散系数低。	定做	786.53
137	1.56 数码内渐进不	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降	定做	281.13

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	等像矫正树脂镜片		低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。 适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框		
138	1.56 防蓝光数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。 适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框	定做	312.72
139	1.60 高抗冲击数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。 适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框。阿贝数约 40，色散系数低。	定做	407.48
140	1.60 高抗冲击防蓝光数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。 适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框。三、阿贝数约 40，色散系数低。	定做	454.86
141	1.67 高折射率数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。 适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框。阿贝数约 32，色散系数低。	定做	510
142	1.67 高折射率防蓝光数码内渐进不等	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。	定做	559

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	像矫正树脂镜片		适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框。阿贝数约 32，色散系数低。		
143	1.74 超高折射率数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。 适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框。阿贝数约 33，色散系数低。	定做	739.15
144	1.74 超高折射率防蓝光数码内渐进不等像矫正树脂镜片	片	数码内渐进不等像矫正镜片核心技术：内表面自由曲面渐进（通道长度 8—14mm），渐进带近眼设计，横向视野扩大 20%，晃动感降低 50%。性能优势：ADD 范围+0.75D~+4.50D，支持老视+屈光参差联合矫正。高精度瞳距/瞳高适配（误差±0.5mm），减少棱镜效应。 适用场景：中老年屈光参差患者需兼顾远、中、近全程视力，尤其适合小镜框。阿贝数约 33，色散系数低。	定做	786.53
145	1.59PC 多点微透不等像矫正镜片	片	多点微透镜不等像矫正镜片核心技术：360° 复合离焦环带（离焦量 5.0D~6.0D 梯度递增），覆盖 11.7°~30° 视场角，持续形成周边近视离焦。性能优势：临床验证：抑制眼轴年增速达 40%（对比单光镜片）。超轻材质：1.59PC 折射率镜片重量减轻 15%，适配儿童鼻梁承重。适用场景：6-18 岁近视合并屈光参差青少年，需同步控制近视与矫正影像不等。	定做	510
146	1.59PC 防蓝光多点微透不等像矫正镜片	片	多点微透镜不等像矫正镜片核心技术：360° 复合离焦环带（离焦量 5.0D~6.0D 梯度递增），覆盖 11.7°~30° 视场角，持续形成周边近视离焦。性能优势：临床验证：抑制眼轴年增速达 40%（对比单光镜片）。超轻材质：1.59PC 折射率镜片重量减轻 15%，适配儿童鼻梁承重。适用场景：6-18 岁近视合并屈光参差青少年，需同步控制近视与矫正影像不等。	定做	518.04
147	1.60 色盲矫正镜片（红）	片	一、性能特点：色盲色弱矫正镜片，针对红绿色盲色弱患者设计，能有效改善患者的视觉，达到矫正色觉障碍的效果，提高对颜色的辨别能力。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-8.00）	定做	249.55
148	1.60 色盲矫正镜片	片	一、性能特点：色盲色弱矫正镜片，针对红绿色盲色弱患者设计，能有效改善患者的视觉，达到矫正色觉障碍的效果，提高对颜色	定做	249.55

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	（绿）		的辨别能力。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-8.00）		
149	1.60 色弱矫正镜片 （红）	片	一、性能特点：色盲色弱矫正镜片，针对红绿色盲色弱患者设计，能有效改善患者的视觉，达到矫正色觉障碍的效果，提高对颜色的辨别能力。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-8.00）	定做	249.55
150	1.60 色弱矫正镜片 （绿）	片	一、性能特点：色盲色弱矫正镜片，针对红绿色盲色弱患者设计，能有效改善患者的视觉，达到矫正色觉障碍的效果，提高对颜色的辨别能力。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 联合光度+6.00（-8.00）	定做	249.55
151	1.50 偏光护目树脂 镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1. 镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2. 镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色。二、光度范围：球镜 0.00，柱镜 0.00	现片	87.5
152	1.50 偏光护目树脂 镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求的同时带防雾功能 1. 镜片前后表面采用防护防油污及防水设置，镜片表面手感滑，镜片易清洁，雨天可减少水珠停留。2. 镜片采用非球面技术，光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 舒适高清，在阳光反射下，镜片表面泛有黄绿色或绿色。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜 0.00~-4.00 联合光度-8.00	定做	117
153	1.56 白内障医用树脂 镜片	片	一、性能特点：1. 非球面。2. 阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3. 保障佩戴者的安全及视力不受损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4. 室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16 层镀膜。二、光度范围：球镜+6.50~+22.00，柱镜 0.00~+6.00 联合光度+28.00	定做	104.24
154	1.60 白内障医用树	片	一、性能特点：1. 非球面。2. 阻止阳光刺眼、吸收紫外线、预防眼器官受紫外线照射过早老化、预防白内障等眼疾病，镜三用。3.	定做	290

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	脂镜片		保障佩戴者的安全及视力不受损伤，能有效防护多种会影响视觉质量的眩光、电磁波和紫外线，快速变色，清晰视线。4. 室外遇紫外线镜片快速变至灰色，阻挡紫外线和眩光，保护眼睛；室内透明不影响工作。5. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨、高清、16 层镀膜。二、光度范围：球镜+6.50~+22.00，柱镜 0.00~+6.00 联合光度+28.00		
155	1.60 广角舒适镜片	片	一、性能特点：传统眼镜视物有效区狭窄，通常只有镜片中心直径 5mm 的区域能看清楚，视野局限，看东西“眼球不动靠头动”，比如开车看后视镜要大幅度转头。广角舒适镜片整个镜片都是视物有效区，拥有 90° -120 超宽视场角，极大提升视野范围，无论透过镜片上的哪个点，无论你眼球往上下左右哪个方向转动，都能看得十分清楚，这意味着在驾驶场景中，用余光就能观察后视镜。 二、光度范围：球镜-0.00~-6.75 柱镜：-0.00~-2.00	现片	161.55
156	1.60 广角星环曲复眼仿生镜片	片	一、性能特点：复眼是由多个小透镜集成排列而成，将多个复眼阵列平行排列，使透过的光线均匀分布。利用双排复眼透镜阵列实现均匀，结合广角无应力镜片实现高光透射比，避免漫反射光进入眼球，减轻了棱镜效应，真正实现高清画面。二、光度范围：球镜-0.00~-6.75 柱镜：-0.00~-2.00	现片	211
157	1.60 双面复合点阵雾视镜片	片	一、性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号（高对比度信号）传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	338.44
158	1.60 双面复合点阵雾视镜片	片	一、性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号（高对比度信号）传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	470.66

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
159	1.67 双面复合点阵雾视镜片	片	一、性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号（高对比度信号）传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	408
160	1.67 双面复合点阵雾视镜片	片	一、性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号（高对比度信号）传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	518.04
161	1.56 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00 柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+；膜层：钢化膜 A+	现片	68.25
162	儿童款医用防蓝光护目湿房镜片	副	一、性能特点：适用于眼睑闭合不全人群，如甲亢突眼、面神经瘫痪、听神经瘤术后以及上睑下垂术后患者。眼干燥症及视疲劳。眼科手术后需要防护人群，如白内障手术、准分子近视手术等术后患者。长时间使用电脑或手机，以及干燥环境中工作的人群。1. 润眼保湿、眼部防护；2. 高效过滤蓝光，防紫外线、防雾、防风、防尘、防花粉；3. 食品级材质，安全舒适；4. 柔软硅胶，长久佩戴无勒痕，可拆卸，易清洗	定做	227.05
163	成人款医用防蓝光护目湿房镜片	副	一、性能特点：适用于眼睑闭合不全人群，如甲亢突眼、面神经瘫痪、听神经瘤术后以及上睑下垂术后患者。眼干燥症及视疲劳。眼科手术后需要防护人群，如白内障手术、准分子近视手术等术后患者。长时间使用电脑或手机，以及干燥环境中工作的人群。1. 润眼保湿、眼部防护；2. 高效过滤蓝光，防紫外线、防雾、防风、防尘、防花粉；3. 食品级材质，安全舒适；5. 柔软硅胶，长久佩	定做	300

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			戴无勒痕，可拆卸，易清洗		
164	1.59 双面复合多点微透镜片 a 版定制	片	一、性能特点：1. 数控多点研磨设计，针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2. 美观、耐磨耐用 3. 清晰视域更为广阔，佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	259.35
165	1.59 双面复合多点微透镜片 a 版防蓝光定制	片	一、性能特点：1. 数控多点研磨设计，针对处方光度的优化融合设计来确保所有的日常活动及处方提供更加性能的解决方案 2. 美观、耐磨耐用 3. 清晰视域更为广阔，佩戴者会体验到更真实自如的视觉效果。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、时尚。5. 防蓝光。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	347
166	1.56 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+10.00~-14.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	104
167	1.56 钢化膜多光谱滤光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 多光谱滤光镜片是一种基于光生物调节疗法（ Photobiomodulation Therapy ， PBMT ）原理设计的特殊光学镜片，其核心功能是通过特定波长的光线作用于眼部组织，激发细胞层面的生理反应，从而实现辅助康复目的 2. 针对不同光线敏感问题，选择性过滤有害蓝光、紫外线和强光 3. 为术后恢复、光敏感及各类眼病人群提供个性化辅助方案 4. 增强对比度，减少眩光，缓解视觉疲劳，让视物更清晰、更舒适 5. 高折射率镜片（1.56/1.60/1.67 可选），更薄、更轻、更清晰二、光度范围：球镜-10.00~+6.00，柱镜：0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	148.2
168	1.60 钢化膜多光谱	片	一、性能特点：1. 多光谱滤光镜片是一种基于光生物调节疗法（ Photobiomodulation Therapy ， PBMT ）原理设计的特殊光学镜	定做	205.2

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	滤光树脂镜片		片，其核心功能是通过特定波长的光线作用于眼部组织，激发细胞层面的生理反应，从而实现辅助康复目的 2. 针对不同光线敏感问题，选择性过滤有害蓝光、紫外线和强光 3. 为术后恢复、光敏感及各类眼病人提供个性化辅助方案 4. 增强对比度，减少眩光，缓解视觉疲劳，让视物更清晰、更舒适 5. 高折射率镜片（1.56/1.60/1.67 可选），更薄、更轻、更清晰二、光度范围：球镜-12.00~+6.00，柱镜：0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+		
169	1.67 钢化膜多光谱 滤光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 多光谱滤光镜片是一种基于光生物调节疗法（ Photobiomodulation Therapy ， PBMT ）原理设计的特殊光学镜片，其核心功能是通过特定波长的光线作用于眼部组织，激发细胞层面的生理反应，从而实现辅助康复目的 2. 针对不同光线敏感问题，选择性过滤有害蓝光、紫外线和强光 3. 为术后恢复、光敏感及各类眼病人提供个性化辅助方案 4. 增强对比度，减少眩光，缓解视觉疲劳，让视物更清晰、更舒适 5. 高折射率镜片（1.56/1.60/1.67 可选），更薄、更轻、更清晰二、光度范围：球镜-15.00~+6.00，柱镜：0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	319.2
170	1.60 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	102.4
171	1.60 球面树脂镜片	片	一、性能特点：1. 球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+9.50~-17.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	139.44
172	1.56 非球面树脂镜	片	一、性能特点：1. 非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3. 树脂镜片，膜层	现片	104

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	片		易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+		
173	1.56 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	137
174	1.60 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	186
175	1.60 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-17.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	210
176	1.67 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-15.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	259.875
177	1.67 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	397.1

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
178	1.74 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜-0.00~-15.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	587
179	1.74 非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.树脂镜片，膜层易清洁、防静电、防水、防污、耐磨。二、光度范围：球镜+10.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	743.85
180	1.50 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1.镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2.膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-1.00~-4.00，柱镜无；膜层：钢化膜 A+	现片	165.5
181	1.50 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1.镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2.膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	定做	186.37
182	1.50 周边离焦防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1.镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2.膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-1.00~-4.00，柱镜无；膜层：钢化膜 A+	现片	215.5
183	1.50 周边离焦防蓝光	片	一、性能特点：1.镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近	定做	233.75

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	光树脂镜片		视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00； 膜层：钢化膜 A+		
184	1.50 周边离焦增强版树脂镜	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00； 膜层：钢化膜 A+	定做	233.75
185	1.50 周边离焦增强版防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00； 膜层：钢化膜 A+	定做	281.13
186	1.60 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00； 膜层：钢化膜 A+	定做	296.92
187	1.60 周边离焦防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00； 膜层：钢化膜 A+	定做	344.31
188	1.60 周边离焦增强版树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；	定做	344.31

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			膜层：钢化膜 A+		
189	1.60 周边离焦增强版防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00； 膜层：钢化膜 A+	定做	391.69
190	1.67 周边离焦树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-5.00； 膜层：钢化膜 A+	定做	609.19
191	1.67 周边离焦防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-5.00； 膜层：钢化膜 A+	定做	583
192	1.67 周边离焦增强版树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-5.00； 膜层：钢化膜 A+	定做	631.75
193	1.67 周边离焦增强版防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 镜片从光学中心到边远度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。2. 膜层特性：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨性高。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-5.00； 膜层：钢化膜 A+	定做	703.95

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
194	1.56 多点离焦树脂镜片	片	一、性能特点 1. 通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2. 隐形分布的多点微透镜设计、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3. 镜片为超轻树脂镜片，阿贝数高。4. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘 。5， 镜片无应力。二、光度范围：球镜+2.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	575
195	1.56 多点离焦防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2. 隐形分布的多点微透镜设计、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3. 镜片为超轻树脂镜片，阿贝数高。4. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘 。5， 镜片无应力。光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜 0--4.00 6. 膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+2.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	675
196	1.60 多点离焦树脂镜片	片	一、性能特点 1. 通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2. 隐形分布的多点微透镜设计、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3. 镜片为超轻树脂镜片，阿贝数高。4. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘 。5， 镜片无应力。二、光度范围：球镜+2.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	850
197	1.60 多点离焦防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点： 1. 通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2. 隐形分布的多点微透镜设计、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴增长的信号区，从而达到缓解近视加深的效果。 3. 镜片为超轻树脂镜片，阿贝数高。4. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘 。5， 镜片无应力。6. 膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019 中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。二、光度范围：球镜+2.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	936.23

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
198	1.60 多点离焦双效树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜阵列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-10.00，柱镜 0-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	794.2
199	1.60 多点离焦双效树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜阵列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-10.00，柱镜 0-2.00；膜层：钢化膜 A+	定做	794.2
200	1.67 多点离焦三效树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜阵列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-14.00，柱镜 0-6.00，14.00-20.00；膜层：钢化膜 A+	现片	948.5
201	1.67 多点离焦三效树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜阵列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和	定做	1064.95

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。 3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-10.00，柱镜 0-2.00；膜层：钢化膜 A+		
202	1.67 多点离焦三效变色树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜阵列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。 3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-14.00，柱镜 0-6.00，14.00-20.00；膜层：钢化膜 A+	定做	1278.7
203	1.60 多点离焦三效树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜阵列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。 3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-14.00，柱镜 0-6.00，14.00-20.00；膜层：钢化膜 A+	现片	722
204	1.60 多点离焦三效树脂镜片	片	一、性能特点：超微透对比度控制整列，在视觉上如同加了一层“智能柔光滤镜”在远处视觉清晰的同时轻柔地降低近距离视物对视网膜造成的刺激，从光学原理上进一步缓解近视的发展。2. 多点离焦微透镜阵列，黄斑中心凹 10-20 度核心区的微透镜填充率和离焦加光量进一步提升，实现离焦刺激强度与覆盖率的双重增强。更好地匹配不同的用眼习惯及眼轴长度，保障视觉质量和适应性。 3. 环带柱镜高阶像差设计，源自角膜塑形镜视觉信号的启发，佩戴角膜塑形镜后角膜表面不规则的环状密集分布会带来像散，有助	定做	794.2

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			青少年近视管理，让框架眼镜镜片也能实现防控效果。二、光度范围：球镜 0-10.00，柱镜 0-4.00；膜层：钢化膜 A+		
205	1.56 弱视促轴树脂镜片	片	一、性能特点：1. 专为远视儿童研发的创新镜片，矫正远视的同时激活眼轴增长，让远视度数越戴越小。适合 3-14 岁眼球生长发育的远视儿童 2. 采用周边微透镜阵列远视离焦原理，在镜片中心区域设计矫正视力的屈光度，在周边区域设计-5.00D 至-6.00D 的周边远视性多点微透镜阵列 3. 通过树脂材料的选择，采用热固化的工艺进一步有效释放镜片成型过程中产生的内应力，解决镜片的应力问题 4. 镜片中心区域采用矫正视力屈光度，保障清晰视觉。周边区域采用等距分布的多点微透镜设计，保障佩戴者在不同视角都可以产生远视性离焦 5 框架眼镜适用范围广，安全性第一、同时易操作、易佩戴，是弱视人群的首选。需要准确的瞳高、瞳距数据，确保精准验配。二、光度范围：球镜：0.00~+5.00，柱镜：0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	689
206	1.50 仿生护眼膜镜片	片	一、性能特点：1. 采用仿生防眩光镀膜技术。2. 使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜-0.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	157
207	1.50 仿生护眼膜镜片	片	一、性能特点：1. 采用仿生防眩光镀膜技术。2. 使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜+8.25~-11.75，柱镜-0.00~-5.00；膜层：钢化膜 A+	定做	219.31
208	1.60 仿生护眼膜镜片	片	一、性能特点：1. 采用仿生防眩光镀膜技术。2. 使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	351
209	1.60 仿生护眼膜镜片	片	一、性能特点：1. 采用仿生防眩光镀膜技术。2. 使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜+8.25~-16.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	423.27
210	1.67 仿生护眼膜镜片	片	一、性能特点：1. 采用仿生防眩光镀膜技术。2. 使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩	现片	508.73

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	片		光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+		
211	1.67 仿生护眼膜镜片	片	一、性能特点：1.采用仿生防眩光镀膜技术。2.使光线通过膜层后像水波纹一样，形成树荫般的云膜将眩光变柔和，分解强光，眩光，去除杂光。提供舒适的视野，减少眼睛疲劳感。二、光度范围：球镜+8.25~-22.00，柱镜-0.00~-7.00；膜层：钢化膜 A+	定做	612.8
212	1.56 防蓝光 UV++树脂镜片	片	一、性能特点： 1.快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内 。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	90
213	1.56 防蓝光 UV++树脂镜片	片	一、性能特点：1.快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内 。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围： 光度范围：球镜+5.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	194
214	1.60 防蓝光 UV++树脂镜片	片	一、性能特点：1.快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内 。3.树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围： 光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	154.5
215	1.60 防蓝光 UV++树脂镜片	片	一、性能特点：1.快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内 。3.树脂镜片	定做	248

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+		
216	1.67 防蓝光 UV++树脂镜片	片	一、性能特点：1. 快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围：光度范围：球镜+8.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	275
217	1.74 防蓝光 UV++树脂镜片	片	一、性能特点：1. 快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围：光度范围：球镜+8.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	761.43
218	1.56 防蓝光 UV++抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	203.06
219	1.60 防蓝光 UV++抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 快速适应性，无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。2 良好的近视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如，减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	284.29

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
220	1.67 防蓝光 UV++抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点:1、快速适应性, 无论新用户以前是否进行过视力矫正。宽阔的原句视域, 在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然视觉。 2 良好的近视域, 阅读或使用电脑工作时能够舒适自如, 减少了适应时间, 将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。3. 树脂镜片, 膜层防水、防污、坚硬耐磨、抗紫外线性能、防蓝光。二、光度范围:球镜+8.00~-10.00, 柱镜-0.00~-4.00;膜层:钢化膜 A+	定做	512.05
221	1.56 防蓝光 UV++内渐进树脂镜片	片	一、性能特点: 1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片, 短过渡通道, 使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域, 符合用眼习惯。2. 宽阔的远用光区, 符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3. 容易适应的边缘像散, 促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品, 养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片, 膜层易清洁、防污、耐磨、防静电, 防蓝光。二、光度范围: 球镜+8.00~-8.00, 柱镜-0.00~-4.00, add:+0.75--+3.50; 膜层: 钢化膜 A+	定做	268.04
222	1.60 防蓝光 UV++内渐进树脂镜片	片	一、性能特点: 1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片, 短过渡通道, 使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域, 符合用眼习惯。2. 宽阔的远用光区, 符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3. 容易适应的边缘像散, 促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品, 养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片, 膜层易清洁、防污、耐磨、防静电, 防蓝光。二、光度范围: 球镜+8.00~-8.00, 柱镜-0.00~-4.00, add:+0.75--+3.50; 膜层: 钢化膜 A+	定做	387.17
223	1.67 防蓝光 UV++内渐进树脂镜片	片	一、性能特点: 1. 根据青少年心理和生理特点设计的渐进片, 短过渡通道, 使青少年能在近距离阅读时充分利用下角光区域, 符合用眼习惯。2. 宽阔的远用光区, 符合近视青少年看黑板、运动时对宽阔视野的要求。3. 容易适应的边缘像散, 促使青少年长期保持正确的坐姿使用产品, 养成良好的用眼习惯 。4. 树脂镜片, 膜层易清洁、防污、耐磨、防静电, 防蓝光。二、光度范围: 球镜+8.00~-10.00, 柱镜-0.00~-4.00, add:+0.75--+3.50; 膜层: 钢化膜 A+	定做	514.43
224	1.56360 抗疲劳树脂	片	一、性能特点: 1. 纠正不良阅读习惯, 轻松视觉。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受	定做	186.37

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	镜片		的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+		
225	1. 60360 抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	249.55
226	1. 67360 抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	360.1
227	1. 74360 抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1. 纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	663
228	1. 50360 无龄感办公型树脂镜片	片	一、性能特点：电脑专用镜片。 为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片，轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野 1. 为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2. 符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。 3. 根据微波动原理，代 偿调节动力，易适应。 4. 光学设置，看远清晰，看近舒适。5. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、 光度范围：球镜-0.00~-5.50，柱镜无；膜层：钢化膜 A+	现片	165
229	1. 50360 无龄感办公型树脂镜片	片	一、性能特点：电脑专用镜片。 为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片，轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野 1. 为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2. 符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。 3. 根据微波动原理，代 偿调节动力，易适应。 4. 光学设置，看远清晰，看近舒适。5. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、 光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	186.37
230	1. 56360 无龄感办公	片	一、性能特点：电脑专用镜片。 为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片，轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野	现片	249.5

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	型树脂镜片		1. 为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2. 符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。 3. 根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。 4. 光学设置，看远清晰，看近舒适。5. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜-0.00~-5.50，柱镜无；膜层：钢化膜 A+		
231	1. 56360 无龄感办公型树脂镜片	片	一、性能特点：电脑专用镜片。 为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片，轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野 1. 为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2. 符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。 3. 根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。 4. 光学设置，看远清晰，看近舒适。5. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	265.34
232	1. 60360 无龄感办公型树脂镜片	片	一、性能特点：电脑专用镜片。 为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片，轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野 1. 为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2. 符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。 3. 根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。 4. 光学设置，看远清晰，看近舒适。5. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	360.1
233	1. 67360 无龄感办公型树脂镜片	片	一、性能特点：电脑专用镜片。 为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片，轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野 1. 为长时间近距离用眼需求的戴镜者缓解视觉疲劳。2. 符合人体工学，无需使用者刻意改变原有戴镜习惯。 3. 根据微波动原理，代偿调节动力，易适应。 4. 光学设置，看远清晰，看近舒适。5. 膜层特性：全新膜层、耐用、易清洁、耐刮花、耐油污、防尘。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	612.8
234	1. 56 智能商务树脂	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污，防像差，全	现片	133.57

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	镜片		场景，防紫外线。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+		
235	1.56 智能商务树脂镜片	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污防像差，全场景，防紫外线。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	170.57
236	1.56 智能商务（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电防像差，全场景，防紫外线。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	160
237	1.56 智能商务（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	258
238	1.60 智能商务树脂镜	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	185.01
239	1.60 智能商务树脂	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光	定做	228.79

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	镜		捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+		
240	1.60 智能商务（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	219.31
241	1.60 智能商务（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	328.51
242	1.67 智能商务树脂镜片	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。二、光度范围：球镜+6.00~-15.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	287.9
243	1.67 智能商务树脂镜片	片	一、性能特点：1. 双核智能成像技术，成像精准，视觉清晰，在视近区域减少 60%的度数误差和散光。全角度减反射技术和智能蓝光捕捉技术，精准聚焦技术可以有效地缓解使用数码产品带来的视疲劳，双面紫外线防护、耐刮划、防水、防尘、耐污。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	344.31

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
244	1.67 智能商务（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	480
245	1.67 智能商务（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+6.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00；膜层：钢化膜 A+	定做	562
246	1.56 智能商务数码缓控渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 近视防控技术，高透高洁 UV 膜层，轻薄美观，阻隔紫外线，多一层防护。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+5.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +0.75---+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	265.34
247	1.56 智能商务数码缓控渐进（变色）树脂镜片	片	一、性能特点：1. 近视防控技术，高透高洁 UV 膜层，轻薄美观，阻隔紫外线，多一层防护。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+5.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +0.75---+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	439.07
248	1.60 智能商务数码缓控渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 近视防控技术，高透高洁 UV 膜层，轻薄美观，阻隔紫外线，多一层防护。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围：球镜+7.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，	定做	423.27

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			add: +0.75---+3.50; 膜层: 钢化膜 A+		
249	1.60 智能商务数码缓控渐进（变色）树脂镜片	片	一、性能特点: 1. 近视防控技术, 高透高洁 UV 膜层, 轻薄美观, 阻隔紫外线, 多一层防护。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围: 球镜+7.00~-8.00, 柱镜-0.00~-4.00, add: +0.75---+3.50; 膜层: 钢化膜 A+	定做	536
250	1.67 智能商务数码缓控渐进树脂镜片	片	一、性能特点: 1. 近视防控技术, 高透高洁 UV 膜层, 轻薄美观, 阻隔紫外线, 多一层防护。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围: 球镜+8.00~-10.00, 柱镜-0.00~-4.00, add: +0.75---+3.50; 膜层: 钢化膜 A+	定做	512
251	1.67 智能商务数码缓控渐进（变色）树脂镜片	片	一、性能特点: 1. 近视防控技术, 高透高洁 UV 膜层, 轻薄美观, 阻隔紫外线, 多一层防护。2. 中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。二、光度范围: 球镜+8.00~-10.00, 柱镜-0.00~-4.00, add: +0.75---+3.50; 膜层: 钢化膜 A+	定做	642
252	1.50 内渐进镜片	片	一、性能特点: 1. 采用优化曲面设计, 远用区域增加, 渐进区更靠近眼球, 中、近视区域更宽广, 镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度, 2. 通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围: 球镜+8.00~-10.00, 柱镜, add: +1.50---+2.00; 膜层: 钢化膜 A+;	定做	154
253	1.56 内渐进镜片	片	一、性能特点: 1. 采用优化曲面设计, 远用区域增加, 渐进区更靠近眼球, 中、近视区域更宽广, 镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度, 2. 通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围: 球镜+8.00~-10.00, 柱镜无, -0.00~-4.00, add: +1.50---+2.00; 膜层: 钢化膜 A+;	定做	189

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
254	1.60 内渐进镜片	片	一、性能特点：1.采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2.通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	294
255	1.67 内渐进镜片	片	一、性能特点：1.采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2.通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	486.45
256	1.74 内渐进镜片	片	一、性能特点：1.采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2.通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	900
257	1.50 内渐进树脂镜片平衡型	片	一、性能特点 1.渐进多焦镜片。2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4.采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	171
258	1.50 内渐进树脂镜片办公型	片	一、性能特点 1.渐进多焦镜片。2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4.采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	171
259	1.50 内渐进树脂镜片	片	一、性能特点 1.渐进多焦镜片。2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。	定做	171

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	片运动型		用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；		
260	1.50 内渐进树脂镜片驾驶型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	171
261	1.50 内渐进树脂镜片商务型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	171
262	1.56 内渐进树脂镜片平衡型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
263	1.56 内渐进树脂镜片办公型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
264	1.56 内渐进树脂镜片运动型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			钢化膜 A+;		
265	1.56 内渐进树脂镜片驾驶型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+;	定做	241
266	1.56 内渐进树脂镜片商务型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+;	定做	241
267	1.60 内渐进树脂镜片平衡型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+;	定做	346
268	1.60 内渐进树脂镜片办公型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+;	定做	346
269	1.60 内渐进树脂镜片运动型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+;	定做	346

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
270	1.60 内渐进树脂镜片驾驶型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	346
271	1.60 内渐进树脂镜片商务型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	346
272	1.67 内渐进树脂镜片平衡型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	539
273	1.67 内渐进树脂镜片办公型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	539
274	1.67 内渐进树脂镜片运动型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	539
275	1.67 内渐进树脂镜片	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	539

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	片驾驶型		用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；		
276	1.67 内渐进树脂镜片商务型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	534
277	1.74 内渐进树脂镜片平衡型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	1026
278	1.74 内渐进树脂镜片办公型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	946.2
279	1.74 内渐进树脂镜片运动型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	946.2
280	1.74 内渐进树脂镜片驾驶型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add: +1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	946.2

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			钢化膜 A+；		
281	1.74 内渐进树脂镜片商务型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50--+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	946.2
282	1.53 内渐进树脂镜片平衡型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50--+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
283	1.53 内渐进树脂镜片办公型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50--+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
284	1.53 内渐进树脂镜片运动型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50--+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
285	1.53 内渐进树脂镜片驾驶型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50--+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
286	1.53 内渐进树脂镜片商务型	片	一、性能特点 1. 渐进多焦镜片。2. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。3. 近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。4. 采用非对称技术，佩戴者更快地适应，二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	241
287	1.50 数码内渐进镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。3. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+7.00~-7.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	296.92
288	1.56 数码内渐进镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。3. 镜片为超轻 PC 片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为普通树脂镜片的 12 倍。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	451.71
289	1.60 数码内渐进镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-9.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	482.5
290	1.67 数码内渐进镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；	定做	641
291	1.74 数码内渐进镜片	片	一、性能特点：1. 采用优化曲面设计，远用区域增加，渐进区更靠近眼球，中、近视区域更宽广，镜片具有宽广的近视区和远视区	定做	1045

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	片		以及较宽广的渐进带宽度，2. 通道可装配各种款式大小的镜框。二、光度范围：球镜+8.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，add：+1.50---+2.00；膜层：钢化膜 A+；		
292	1.50 加硬美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点：1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3. 可以定制 12 种颜色。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00。膜层：钢化膜 A+	定做	107.4
293	1.50 加膜美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点：1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3. 可以定制 12 种颜色。4. A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00。膜层：钢化膜 A+	定做	115.07
294	1.50 加膜大基弯美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3. 可以定制 12 种颜色。4. A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。5. 基弯可定制 400 弯、600 弯、800 弯，可定制偏心。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00。膜层：钢化膜 A+	定做	170.57
295	1.56 加硬美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点：1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3. 可以定制 12 种颜色。光度范围：球镜+4.00~-800，柱镜-0.00~-4.00。膜层：钢化膜 A+	定做	115
296	1.56 加膜美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3. 可以定制 12 种颜色。4. A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00。膜层：钢化膜 A+	定做	123
297	1.56 加膜大基弯美	片	一、性能特点，1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。	定做	202.16

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	薄染色树脂镜片		3. 可以定制 12 种颜色。4. A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。5. 基弯可定制 400 弯、600 弯、800 弯，可定制偏心。光度范围：球镜+4.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+		
298	1.60 加硬美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。 3. 可以定制 12 种颜色。光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-4.00。光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	146.66
299	1.60 加膜美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。 3. 可以定制 12 种颜色。4. A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	217.96
300	1.60 加膜大基弯美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。 3. 可以定制 12 种颜色。4. A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。5. 基弯可定制 400 弯、600 弯、800 弯，可定制偏心。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	249.55
301	1.67 加硬美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点：1 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。 3. 可以定制 12 种颜色。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	360.1
302	1.67 加膜美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。 3. 可以定制 12 种颜色。4. A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	407.48

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
303	1.67 加膜大基弯美薄染色树脂镜片	片	一、性能特点，1. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄、加硬膜有更好的抗冲击性能。2. 可以抵抗 98%的紫外线，全方面呵护精彩世界。3. 可以定制 12 种颜色。4. A+增加了更多的氟分子，摩擦系数低镜片表面更光滑、更坚韧更耐磨。5. 基弯可定制 400 弯、600 弯、800 弯，可定制偏心。二、光度范围：球镜+4.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	454.86
304	1.50 偏光树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4. 可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，膜层：钢化膜 A+	定做	217.96
305	1.50 偏光渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4. 可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	444.6
306	1.50 变色偏光树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能并可变色 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4. 可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00。膜层：钢化膜 A+	定做	263.53
307	1.50 变色偏光渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能并可变色 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有害	定做	615.6

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			紫外线，提高舒适度和安全性。4. 可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+		
308	1.56 偏光树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4. 可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，膜层：钢化膜 A+	定做	356.94
309	1.56 偏光渐进树脂镜片	片	性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4. 可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	615.6
310	1.60 偏光树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4. 可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，膜层：钢化膜 A+	定做	533.83
311	1.60 偏光渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4. 可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，	定做	899

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+		
312	1.67 偏光树脂镜片	片	一、性能特点：满足近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4. 可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，膜层：钢化膜 A+	定做	786.6
313	1.67 偏光渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段近视患者戴上近视偏光镜要求，同时带防雾功能 1. 消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。2. 三维自由曲面设计，镜片边缘更薄光学性能好，边缘像差大幅度降低，视物不变形，清晰、自然。3. 100%阻隔有害紫外线，提高舒适度和安全性。4. 可定制大基弯，400 弯、600 弯、800 弯，并可定制偏心。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	1131
314	1.50 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+4.00~-4.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	181
315	1.50 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：	定做	300.09

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			球镜+7.00~-12.50，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+		
316	1.50 全视线膜变渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段变色需求，具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+7.00~-12.50，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	631.3
317	1.56 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜 0~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	233.5
318	1.56 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。光二、度范围：球镜+7.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	363.26
319	1.56 全视线膜变渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段变色需求，具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、	定做	773.9

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			防静电。二、光度范围：球镜+7.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+		
320	1.60 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜 0~-8.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	273
321	1.60 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+9.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	438.5
322	1.60 全视线膜渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段变色需求，具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+9.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	915.59
323	1.67 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：	现片	483

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			球镜 0~-8.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+		
324	1.67 全视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+8.00~-1600，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	758.1
325	1.67 全视线膜变渐进树脂镜片	片	一、性能特点：满足不同年龄段变色需求，具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+8.00~-1600，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50；膜层：钢化膜 A+	定做	1105.12
326	1.56 亮视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+	现片	126
327	1.56 亮视线膜变树脂镜片	片	一、性能特点：具备高效感应功能的光活性分子，能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。2. 室内易外转，变色速度快，颜色均匀，户外室内轻松面对，光线恒定入眼，满足热爱运动的人士。3. 有效阻挡 UVA/UVB，减少视疲劳。 4. 树脂镜片，膜层易清洁、防污、耐磨、防蓝光、防静电。二、光度范围：	定做	249.55

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			球镜+7.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00；膜层：钢化膜 A+		
328	1.530 高清双非树脂镜片	片	一、性能特点：1. 视觉清晰—超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能—材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 双非设计比单非更薄，减少对散光的优化，减少边缘视物畸变率；凹透镜缩小率更小更适合屈光参差。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	219.31
329	1.53 高清内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 视觉清晰—超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能—材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 ADD+0.75~+3.00 通道：10、12.14；膜层：钢化膜 A+	定做	621

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
330	1.53 高清变色树脂镜片	片	一、性能特点：1. 视觉清晰—超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能—材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 可提供灰色变色。二、光度范围：球镜+8.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00 ADD+0.75~+3.00 通道：10、12.14；膜层：钢化膜 A+	定做	572.85
331	1.53 高清偏光树脂镜片	片	一、性能特点：1. 视觉清晰—超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能—材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 偏光能消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+	定做	572.85
332	1.53 高清变色偏光	片	一、性能特点：1. 视觉清晰—超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可	定做	899

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	树脂镜片		以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能——材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 偏光能消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00；膜层：钢化膜 A+		
333	1. 53 变色内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1 视觉清晰——超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能——材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00ADD+0.75~+3.00 通道：10、12.14；膜层：钢化膜 A+	定做	899
334	1. 53 偏光内渐进树	片	一、性能特点：1. 视觉清晰——超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可	定做	1822.5

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	脂镜片		以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能——材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 偏光能消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00ADD+0.75~+3.00 通道：10、12.14；膜层：钢化膜 A+		
335	1.53 变色偏光内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 视觉清晰——超高的色散系数提供了良好的光学性，有效减少视觉疲劳，为阅读和工作提供清晰的视觉。设计上可以广泛地满足单光、多焦点渐进的设计需要。2. 牢固 、耐用镜片材质具有与生俱来的坚固和抗划伤的性能，可以非常好地适用于当今的无框眼镜设计。高强度抗冲击性能，符合相关抗高强度冲击测试标准，可以为任何意外的碰撞提供良好的安全及保护功效。3. 抗张强度——材质出色地抗张强度证实了无框眼镜不会产生镜片破裂的现象。4. 抗化学腐蚀性能——材质对化学品具有出色抗腐蚀能力，为眼睛提供保护及舒适感。以及可以 100%阻隔有害紫外线。5. 轻便• 轻便——可以提供全天舒适佩戴感受最轻的处方镜片材料，和水相差无几的比重（1.11g/cm）使佩戴者几乎无法察觉镜片的重量。6. 中心厚度薄——可以将镜片中心厚度制成为 1.2 毫米的中折镜片材料，镜片既轻又薄。7. 能根据紫外线及光照的强弱自动调节镜片色度。镜片变色光感反应敏锐，在室内时无色透明，在室外随紫外线照射而变为深色。偏光能消除光线引起的眩光、强光。增强色彩，成像更清晰。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-4.00ADD+0.75~+3.00 通道：10、12.14；膜层：钢化膜 A+	定做	1453.5
336	1.50 减反射球面树脂片	片	一、性能特点：1. 球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2. 减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准	现片	64.5

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	脂镜片		硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性，并带有经典的绿色反光。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00		
337	1.50 减反射球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性，并带有经典的绿色反光。二、光度范围：球镜+10.50~-10.75，柱镜-0.00~-5.00	定做	89
338	1.60 减反射球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。3.阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	128.5
339	1.60 减反射球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性，并带有经典的绿色反光。二、光度范围：球镜+7.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	154.5
340	1.56 减反射非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	102
341	1.56 减反射非球面	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好	现片	128.5

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	防蓝光树脂镜片		成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。4.阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。二、光度范围：球镜+6.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00		
342	1.60 减反射非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	130
343	1.60 减反射非球面防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。4.阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。二、光度范围：球镜+6.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	232.5
344	1.60 减反射非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+10.00~-11.50，柱镜-0.00~-4.50	定做	154.5

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
345	1.60 减反射非球面防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。4.阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。二、光度范围：球镜+10.00~-11.50，柱镜-0.00~-4.50	定做	334
346	1.67 减反射非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~10.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	312
347	1.67 减反射非球面防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。4.阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。光度范围：球镜+6.00~10.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	453
348	1.67 减反射非球面树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有	定做	391

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
			防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+8.00~-15.00，柱镜-0.00~-6.00		
349	1.67 减反射非球面防蓝光树脂镜片	片	一、性能特点：1.非球面设计，糅合先进的曲面设计，带来宽阔的视野和真实的视界。2.采用科学曲面优化设计：曲率是镜片良好成像的一种重要因素，根据眼球的运动规律，通过科学计算使得镜片的内表面弯度接近，达到科学的矫正效果。3.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。4.阻隔高能短波等有害蓝光，保护双眼，视物舒适持久。二、光度范围：球镜+8.00~-15.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	552.79
350	1.50 减反射数码内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1.适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度。3.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+5.00~-9.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50	定做	296.92
351	1.60 减反射数码内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1.适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度。3.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50	定做	451.71
352	1.67 减反射数码内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1.适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2.提高了镜片远用视野的清晰度。3.减反射减反射镀膜能够为镜片提供一层标准硬度的镀膜，使其更加坚固耐用。平整光滑的表面，污渍和绒毛不易粘在镀膜表面上，从而使镜片具有防污的优点。并具有良好的防反光特性。二、光度范围：球镜+8.00~-12.00，柱镜-0.00~-4.00，ADD+0.75~+3.50	定做	600.16
353	1.50 减反射数码抗	片	一、性能特点：1.纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2.中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受	定做	199.01

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	疲劳树脂镜片		的佩戴舒适度、近视管理效果增强。3 宽阔的远距视域，不会出现散光，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然的视觉。良好的近距视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如。减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-6.00，ADD+0.50~+1.25		
354	1.60 减反射数码抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1.纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2.中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。3 宽阔的远距视域，不会出现散光，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然的视觉。良好的近距视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如。减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。二、光度范围：球镜+6.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00，ADD+0.50~+1.25	定做	333.6
355	1.67 减反射数码抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1.纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2.中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。3 宽阔的远距视域，不会出现散光，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然的视觉。良好的近距视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如。减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。二、光度范围：球镜+8.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00，ADD+0.50~+1.25	定做	573.6
356	1.74 减反射数码抗疲劳树脂镜片	片	一、性能特点：1.纠正不良阅读习惯，轻松视觉。2.中央光度稳定区小、周边正光度增加迅速、近视管理功能区明显增大、可接受的佩戴舒适度、近视管理效果增强。3 宽阔的远距视域，不会出现散光，在驾驶、走路或进行动态活动时提供自然的视觉。良好的近距视域，阅读或使用电脑工作时能够舒适自如。减少了适应时间，将宽阔的近用区和像散现象考虑在内。二、光度范围：球镜+10.00~-16.00，柱镜-0.00~-6.00，ADD+0.50~+1.25	定做	739.15
357	1.50 3D 内非树脂镜	片	一、性能特点：1.内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。2.镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3.适合喜欢户外运动的用户。4.膜层特性：易清洁、防静电、防反	现片	98

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	片		射、耐磨、防刮花。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00		
358	1.50 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1.内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。 2.镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3.适合喜欢户外运动的用户。4.膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、光度范围：球镜+5.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	102.89
359	1.56 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1.内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。 2.镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3.适合喜欢户外运动的用户。4.膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、光度范围：球镜+4.00~-6.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	137.18
360	1.56 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1.内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。 2.镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3.适合喜欢户外运动的用户。4.膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、光度范围：球镜+5.00~-12.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	146.21
361	1.60 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1.内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。 2.镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3.适合喜欢户外运动的用户。4.膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、光度范围：球镜+4.00~-12.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	229.5
362	1.60 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1.内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。 2.镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3.适合喜欢户外运动的用户。4.膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。二、光度范围：球镜+4.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	211.19

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
363	1.67 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1. 内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。 2. 镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3. 适合喜欢户外运动的用户。4. 膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。 二、光度范围：球镜+4.00~-12.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	454
364	1.67 3D 内非树脂镜片	片	一、性能特点：1. 内表面为非球面。镜片采用优质材料制成，超薄覆膜树脂镜片具有优异的抗紫外线能力，而且具有优异的透射率。 2. 镜片上涂有反光、防水、防紫外线的不同涂层，眼睛更健康。3. 适合喜欢户外运动的用户。4. 膜层特性：易清洁、防静电、防反射、耐磨、防刮花。 二、光度范围：球镜+8.00~-20.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	473.81
365	1.60 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钻晶膜致镜片前表面不反光美观度更好， 二、光度范围：球镜+6.00~-10.00，柱镜-0.00~-2.00	现片	364.61
366	1.60 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钻晶膜致镜片前表面不反光美观度更好， 二、光度范围：球镜+6.00~-14.00，柱镜-0.00~-6.00	定做	387.17
367	1.67 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。钻晶膜致镜片前表面不反光美观度更好， 二、光度范围：球镜+9.00~-18.00，柱镜-0.00~-6.00	现片	608
368	1.67 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众，	定做	628

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	片		方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。 钻晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，二、光度范围：球镜+9.00~-18.00，柱镜-0.00~-6.00		
369	1.74 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众， 方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。 钻晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，二、光度范围：球镜-0.00~-15.00，柱镜-0.00~-4.00	现片	812
370	1.74 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众， 方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。 钻晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，二、光度范围：球镜-2.25~-17.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	1029
371	1.76 3D 双非树脂镜片	片	一、性能特点：平衡光度误差和散光误差，周边变形小、更轻、更薄、更舒适。自己膜致：高密度表面技术 防水、耐污等性能出众， 方便、易清洁。高耐受技术，提高了 70%耐磨性，20%耐热性，ESPF-35 前表面全防紫外线，后表面减少 97%的紫外线对眼睛的伤害。 钻晶膜致镜片前表面不反光美观度更好，二、光度范围：球镜-2.25~-17.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	1389.85
372	1.50 3D 内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、 防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+6.00~-12.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	442.23
373	1.56 3D 内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、 防污、坚硬耐磨。二、光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	600.16
374	1.60 3D 内渐进树脂	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度。3. 树脂镜片，膜层防水、	定做	1073.98

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	镜片		防污、坚硬耐磨。 二、 光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00		
375	1.67 3D 内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 适用于各种中小镜框，可自由选择，佩戴者轻松看近。2. 提高了镜片远用视野的清晰度 。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。 二、 光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	1547.79
376	1.50 双面复曲面数码内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 考虑人体工程学与眼球回旋定律高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2. 自由曲面渐进技术，减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3. 15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应，扩展有效视觉区域不小于 46%，提高舒适度。二、 光度范围：球镜+6.00~-12.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	1449.87
377	1.60 双面复曲面数码内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 考虑人体工程学与眼球回旋定律高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2. 自由曲面渐进技术，减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3. 15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应，扩展有效视觉区域不小于 46%，提高舒适度。4. 防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。二、 光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	2495.41
378	1.67 双面复曲面数码内渐进树脂镜片	片	一、性能特点：1. 考虑人体工程学与眼球回旋定律高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2. 自由曲面渐进技术，减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3. 15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应，扩展有效视觉区域不小于 46%，提高舒适度。4. 防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。二、 光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00	定做	3443.04
379	1.74 双面复曲面数	片	一、性能特点：1. 考虑人体工程学与眼球回旋定律高清设计，提高夜晚白天视物的清晰度和对比敏感度，高清视觉效果。2. 自由曲	定做	4864.48

序号	标的名称	单位	技术参数	规格	单价预控价（元）
	码内渐进树脂镜片		面渐进技术，减少像差，扩大镜片可视区域，清晰且宽阔的视野。3. 15 个基础设计组合，弹性平衡优化技术，考虑下加光和屈光不正定制镜片，定制渐进曲线以提高姿势灵活性，镜片完全适应处方，90%的新戴镜者轻松适应，扩展有效视觉区域不小于 46%，提高舒适度。4. 防雾镜片能有效阻挡雾气并保持更长时间的清晰无雾的视界。二、光度范围：球镜+8.00~-14.00，柱镜-0.00~-4.00		
380	1.591 点扩散近视控制技术镜片	片	一、性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号（高对比度信号）传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-8.00，柱镜-0.00~-2.00，联合光度-8.00。3. PC 镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。	定做	772.12
381	1.67 点扩散近视控制技术镜片	片	一、性能特点：通过镜片的光扩散点，利用这些光扩散点柔和地扩散光线，扩散后光线使视网膜上相邻视锥细胞的信号差距降低，即降低了对比度，从而减少错误对比度信号（高对比度信号）传递带来的近视增加的影响。二、光度范围：球镜-0.00~-10.00，柱镜-0.00~-4.00，联合光度-10.00。3. 树脂镜片，膜层防水、防污、坚硬耐磨。	定做	966.12