

主要标的信息

金额单位：人民币（元）

序号	标的名称	品牌	规格、型号	单位	实际供货单价 （元）
1	甲醇	萨劳	色谱纯，纯度 $\geq$ 99.0%，4L/瓶。	瓶	313.5
2	丙酮	诺尔施	色谱纯，纯度 $\geq$ 99.8%，500ml/瓶。	瓶	256.5
3	甲酸	大茂	色谱纯，纯度 $\geq$ 98.0%，500ml/瓶。	瓶	47.5
4	乙酸铵	大茂	色谱纯，纯度 $\geq$ 98.0%，500g/瓶。	瓶	71.25
5	乙酸	科隆	色谱纯，纯度 $\geq$ 99.0%，500ml/瓶。	瓶	57
6	乙酸乙酯	萨劳	色谱纯，纯度 $\geq$ 99.5%，4L/瓶。	瓶	1140
7	叔丁基甲基醚	萨劳	色谱纯，纯度 $\geq$ 99.0%，4L/瓶。	瓶	3325
8	乙腈	萨劳	质谱纯，纯度 $\geq$ 99.8%，4L/瓶。	瓶	1330
9	盐酸	科隆	分析纯，纯度 $\geq$ 36.0%，500ml/瓶。	瓶	28.5
10	氢氧化钠	科隆	分析纯，纯度 $\geq$ 96.0%，500g/瓶。	瓶	23.75
11	高氯酸	科隆	分析纯，纯度：70%—72%，500ml/瓶。	瓶	266
12	氨水	科隆	分析纯，纯度 $\geq$ 28.0%，500ml/瓶。	瓶	19
13	β -葡萄糖醛酸酶/芳基硫酸酯酶	源叶	分析纯，纯度 $\geq$ 95.0%，浓度 $\geq$ 30U/60U/ml，2ml/瓶。	瓶	2375

14	正己烷	科隆	分析纯， ≥ 97.0 ， 500ml/瓶。	瓶	142.5
15	15ml 棕色螺 纹样品瓶	桑尼	100 个/盒	盒	128.25
16	50ml 棕色螺 口样品瓶	桑尼	100 个/盒	盒	213.75
17	100ml 棕色样 品瓶	桑尼	100 个/盒	盒	427.5
18	100 ml 具塞 三角瓶	蜀牛	100ml/个	个	23.75
19	250ml 具塞三 角瓶	蜀牛	250ml/个	个	33.25
20	500ml 具塞三 角瓶	蜀牛	500ml/个	个	38
21	1000ml 具塞 三角瓶	蜀牛	1000ml/个	个	57
22	一次性塑料吸 管	科曼	3ml，带刻度，100支/包。	包	14.25
23	一次性塑料吸 管	科曼	5ml，带刻度，100支/包。	包	17.1
24	100ml 具塞 量筒	葵花	100ml/个，高硼硅玻璃。	个	19
25	平板计数琼 脂（PCA）培 养基	环凯	1. 规格：250g/瓶； 2. 成分：胰蛋白胨：5.0g/L，酵母浸粉： 2.5g/L，葡萄糖：1.0g/L，琼脂： 15.0g/L； 3. pH 值：7.0 $\pm$ 0.2。	瓶	161.5
26	菌落总数测试 片	环凯	50 片/包	包	114
27	1mol/L NaOH	坛墨质检	500ml/瓶	瓶	185.25
28	1mol/L HCl	坛墨质检	500ml/瓶	瓶	185.25

29	缓冲蛋白胨水 (BPW)	环凯	含 225ml 缓冲蛋白胨水 (BPW)，带均质袋，10 袋/盒。	盒	114
30	氯化镁孔雀 绿大豆胨 (RVS) 增 菌液	环凯	1. 规格：250g/瓶； 2. 成分：大豆蛋白胨 4.5%、氯化钠 7.2%、磷酸二氢钾 1.26%、磷酸氢二钾 0.18%、氯化镁 (6H ₂ O) 28.6%、孔雀绿 0.036%； 3. pH 值：5.2±0.2。	瓶	142.5
31	四硫磺酸盐 煌绿增菌液 TTB	环凯	10ml×20 支/盒	盒	123.5
32	亚硫酸铋 BS 琼脂平板	环凯	20 个/盒	盒	114
33	木糖赖氨酸脱 氧胆盐 XLD 琼脂平板	环凯	20 个/盒	盒	133
34	7.5%氯化钠肉 汤	环凯	1. 规格：250g/瓶； 2. 成分：蛋白胨 10g，牛肉浸粉 5g（或 3g），氯化钠 75g，蒸馏水 1000mL； 3. pH 值：7.4±0.1。	瓶	95
35	血琼脂平板	环凯	90mm，10 皿/包。	包	66.5
36	Baird- Parker 琼脂 平板	环凯	90mm，10 皿/包。	包	133
37	李氏增菌肉汤 LB1	环凯	含 225ml 李氏增菌肉汤 LB1，带均质袋，10 袋/盒	盒	304
38	李氏增菌肉汤 LB2	环凯	10ml×20 支/盒	盒	142.5
39	李斯特氏菌显 色平板	环凯	9cm 直径，10 皿/包。	包	342
40	PALCAM 琼脂 平板	环凯	10 皿/包	包	171

41	沙门氏菌实时 荧光 PCR检测 试剂盒	环凯	1. 裂解液 1mL×2管，预混液 1mL×1管 ，阳性对照200 μ L×1 管，阴性对照 200 μ L×1 管，说明书 1 份； 2. -20 ° C 避光储存； 3. 48 次/盒。	盒	1425
42	金黄色葡萄球 菌实时荧光 PCR 检测试剂 盒	环凯	1. 裂解液 1mL×2管，预混液 1mL×1管 ，阳性对照200 μ L×1 管，阴性对照 200 μ L×1 管，说明书 1 份； 2. -20 ° C 避光储存； 3. 3. 48 次/盒。	盒	1425
43	李斯特氏菌实 时荧光 PCR 检测试剂 盒	环凯	1. 裂解液 1mL×2管，预混液 1mL×1管 ，阳性对照200 μ L×1 管，阴性对照 200 μ L×1 管，说明书 1 份； 2. -20 ° C 避光储存； 3. 3. 48 次/盒。	盒	1425